



Welcher Medikamenten-
kühlschrank ist der richtige?



Lieferpauschale, Aufstellung,
Installation, Inbetriebnahme
und Produkteinweisung
werden separat berechnet.



SmartMonitoring – zur sicheren Medikamenten- und
Impfstofflagerung auf Anfrage



Sie sind interessiert
an SmartMonitoring.
Fragen Sie Ihren ortsnahen
Co-med Fachhändler.

**LIEBHERR**

Kühlgeräte zur Medikamenten- und Impfstofflagerung

Sicherheit nach DIN 58345 mit LIEBHERR-Kühlgeräten

- Einhaltung einer Betriebstemperatur von +2 °C bis +8 °C
- Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C
- Geräuschemission von unter 60 dB(A)
- Optische und akustische Warnvorrichtung für Hoch- und Tieftemperaturalarm
- Vorbereitung zur Aufzeichnung der Betriebstemperatur
- Optischer und akustischer Netzausfall-Alarm für mind. 12 h (Stromausfall-Alarm)
- Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter +2 °C
- Mechanische Belastungsfähigkeit der Einbauten mind. 100 kg/m²
- Abschießbare Tür
- Maße: 601 × 618 × 820 mm (B × T × H)

Modell Modelle H63 mit Schubfächern	Brutto- inhalt	Best.-Nr.	€
1 MKUv 1610-23	142 Liter	126159	1.475,00
MKUv 1613-22 mit Isolierglastür	152 Liter	126157	1.649,00
MKUv 1610-23.H63	142 Liter	126653	1.879,00
2 MKUv 1613-22.H63 mit Isolierglastür	152 Liter	126654	2.015,00

Seite 8
ndd
Paket EasyOneAir



€ 2.145,-

Seite 9
myMIDES
C3cs Convex-Sonde

NEU!

€ 3.290,-

Seite 12
Nitril
Untersuchungshandschuhe weiß



€ 5,95



BOSCH
+SOHN **boso****kleiner. leichter. leiser.****€ 1.095,-**

Best.-Nr. 126875

boso TM-2450**24-Stunden-Blutdruckmessgerät**

- Einfache Bedienung, präzise Messung und schnelle, übersichtliche Auswertung
- Intuitive Bedienung
- Einstellen individueller Intervallzeiten sowie Beginn und Ende von Tag-/Nachtmodus
- Mit voreingestelltem Automatikprogramm
- Frequenz der Blutdruckmessung anpassbar
- Standardmäßig in der Wachphase alle 15 Minuten, in der Schlafphase alle 30 Minuten
- Oszillometrische Messmethode
- Angenehmes Tragen dank optimierter Tasche mit Trageriem und Gurt

Lieferumfang:

boso TM-2450, Transport-Koffer, Akku-Ladegerät, 2 x Akku-Sätze mit je 2 Akkus (ein Satz bereits im Gerät eingelegt), 2 Manschetten (Gr. M 20 – 31 cm, Gr. L 28 – 38 cm), Hüfttasche, Software boso profil-manager XD, USB-Verbindungskabel, Gebrauchsanweisung

GRATIS dazu!
 1 x clinicus II
 1 x XL Manschette


Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

BOSCH
+SOHN **boso****Präzises Fiebertmessen****bosotherm diagnostic**

- Kontaktlose Messung an der Stirn in nur 1 Sekunde
- Großes Leuchtdisplay
- Alarmsignal bei Fieber
- Für Körper- und Oberflächentemperaturen
- Speicher für 30 Messwerte
- Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche und Batterien
- 2 Jahre Garantie
- MTK-tauglich

€ 29,95

Best.-Nr. 119976

~~€ 35,95~~**bosotherm medical**

- Sichere Messung im Ohr in nur 1 Sekunde
- Leuchtdisplay
- Alarmsignal bei Fieber
- Für Körper- und Oberflächentemperaturen
- Speicher zeigt beim Einschalten letzten Messwert an – Indiz für steigendes oder fallendes Fieber
- Inklusive Sicherheits-Box mit 20 Ohrtips und Batterien
- 2 Jahre Garantie
- MTK-tauglich

€ 26,95

Best.-Nr. 154523

~~€ 29,90~~**Zubehör**
 Hygieneschutzhüllen
 Packung mit 40 Stück
 Best.-Nr. 154524
€ 7,90**Für den Privatbereich****bosotherm basic**

- Speicher für den letzten Messwert
- 100 % wasserdicht
- Praktisches Klarsichtetui

€ 1,95

Best.-Nr. 158900

~~€ 2,95~~

HERBST-WINTERAKTION



SwiSto3 – Iontophorese-Set zur Therapie der Hyperhidrosis

Die 3. Generation von KaWe, neueste Technologie und Erfahrung in der Herstellung seit mehr als 20 Jahren.

- Grafik-LCD-Modul mit Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Bedienung mit leichter Menüführung
- Spritzwassergeschützte Folientastatur
- Li-Ion Ladebatterie mit Ladefunktion durch Ladestecker
- Akkubetriebenes Gerät mit einem Ladezyklus bis zu 10 Behandlungen bei voller Leistung je 20 Minuten
- Timerfunktion und Abschaltautomatik, sleep modus
- Mit Ladestecker EU/US/GB Version
- Ausführung gemäß IEC 60601-1 Ausgabe 3
- Maße: 110 x 84 x 120 mm (B x H x L)
- Gewicht: ca. 460 g

Lieferumfang:

1 Iontophoresegerät, 1 Ladestecker, 2 Behandlungswannen, 2 Elektroden-Platten mit Sicherheitsstecker, 2 Schaumstoffauflagen

€ 359,-

Best.-Nr. 115623

~~€ 401,70~~

Zubehör

Flächenelektroden mit Schwammtaschen

- Zur Achselnschweißbehandlung

Packung mit 1 Paar

Best.-Nr. 115624

€ 66,00




MASTERLIGHT LED

- Untersuchungsleuchte mit LED-Lampe: 7 Watt
- Lebensdauer der LED-Lampe: ca. 50.000 h
- Beleuchtungsstärke: 31.000 Lux (bei 0,3 m Arbeitsabstand)
- Flexible LED-Leuchte mit 5-Fuß-Fahrstativ aus hochwertigem Edelstahl
- Modernes, schlankes Design
- Punktgenaues Licht – angenehm und wunschgemäß verstellbar
- Abstrahlungswinkel 24 °
- Farbtemperatur ca. 4000 ° Kelvin
- Einfache und schnelle Montage
- Mit 5 Rollen: 2 x mit Bremse, 1 x antistatisch und 2 x normal

Best.-Nr. 294688

€ 309,00

Wir bieten Ihnen ortsnahe umfassende Serviceleistungen rund um Medizinprodukte und Medizintechnik!



- Montage, Installation, Aufstellung und Prüfung von Geräten
- Wartung und Reparatur von Geräten
- Einweisung von Medizinprodukten
- Hygieneberatung und Erstellung individueller Hygienepläne
- Praxisplanung und -einrichtung
- Beratung zur Instrumentenaufbereitung
- Validierung Ihrer Arbeitsprozesse
- Leasing, Miete und Mietkauf
- Rezeptabrechnung von Sprechstundenbedarf
- Ultraschallsonden-Reparatur
- Erstellung und Pflege von Medizinproduktbüchern und Bestandsverzeichnissen



Sie sind interessiert?

<https://www.co-med.de/unsere-serviceleistungen/>



KERN**MPE Personen-Stativwaage**

- Medizinische Personenwaage mit Stativ und Höhenmessstab (Messbereich 880 – 2050 mm)
- Data-Hold, BMI und Mutter-Kind-Funktion
- Praktische Zweitanzeige an der Rückseite
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
- Große Trittläche (365 x 360 mm)
- Mit Rollen für einen leichten Transport
- Tragkraft 250 kg
- Netzbetrieb (Akkus optional)

Best.-Nr. 117696**€ 595,00**

Inkl. Eichgebühr

inkl.
Netzteil**Der Allrounder OBE 122****Durchlichtmikroskop**

- Binokular Achromat 4/10/40; HWF10x18
- Stufenlos dimmbare 3-W-LED
- Brillante Ausleuchtung der Proben
- Mit Butterfly-Tubus
- Höhenverstellbare und dadurch fokussierbare 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende
- Ergonomisches Design und robust
- Mit praktischem Fach zum Verstauen des Stromkabels
- Mit USB-Anschlusstechnik

Best.-Nr. 128424**€ 529,00****NEU!**

FESMED®
Verbandmittel GmbH
Frankenberg/Sa.

Zellstofftupfer FES-ZELL

- 12-lagig
- Unsteril
- Hohe Saugleistung
- Weich und abriebfest
- Zur äußeren Wundversorgung und zur Hautreinigung vor Injektionen
- Auch geeignet für den Laborbereich
- Maße: 4 x 5 cm

Packung mit 100 Stück**Best.-Nr. 124387****€ 1,75****Verbandzellstoffzuschnitte**

- Hochgebleicht
- Aus miteinander verfilzten Zellulosefäserchen
- Mehrere übereinanderliegende, gekreppte Einzellagen
- TCF (total chlorfrei gebleicht)
- Weich und abriebfest



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
40 x 60 cm	5 kg	113292	33,62
20 x 20 cm	10 kg	183337	78,68
20 x 30 cm	5 kg	184221	38,21

Achtung! In einigen Regionen nicht als Sprechstundenbedarf abrechenbar!

**HERBST-WINTERAKTION**

Co-med



Abrechenbarer Sprechstundenbedarf

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer.
Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.

SCHILLER**Defibrillator****FRED PA-1 vollautomatischer Defibrillator**

- Höchste Benutzerfreundlichkeit
- Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn der Deckel aufgeklappt wird
- Schnelles Analysesystem und sofortige Schockabgabe möglich
- Optimierung auf klare Schritte: 1-2-3
- Vorangeschlossene, sofort zugängliche Elektroden
- Regelmäßige automatische Selbsttests
- Nicht verstandene Sprachanweisungen können über „REPEAT“ wiederholt werden
- Klare Anzeige des Funktionsstatus
- Datenspeicherung von bis zu 2 Stunden, inkl. 500 Ereignissen
- 10 Jahre Geräte-Garantie
- Batterielebensdauer ca. 6 Jahre
- Sehr leicht
- Auch als Halbautomat erhältlich

10 Jahre
GERÄTEGARANTIE


Einweisungspflichtig nach MPG

Lieferumfang:

Gerät FRED PA-1, 6 Jahres Batterie, 1 Paar Defi-Elektroden Erw. vorkonnektiert RFID, Notfallkit


€ 1.029,-

Best.-Nr. 122798

~~€ 1.119,-~~**Zubehör****FreeCPR**

- Rückmeldung über die Frequenz der Herzdruckmassage

Best.-Nr. 123545

€ 300,00
**Ergometrie CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL plus – PC-EKG-System****Erweitern Sie das System****Spirometrie – Ultraschallbasierend SpiroScout SP plus**

- Kein Atemwiderstand für höchsten Patientenkomfort
- Große Auswahl an Sollwerten (GLI, Z-Score)
- Sehr hohe Genauigkeit bei tiefen Flussraten
- Wartungs- und kalibrationsfrei
- Keine Reinigung nötig

Best.-Nr. 123895

€ 1.790,00**Ergometrie CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL plus**

Best.-Nr. 123801

€ 14.090,00**Bestehend aus:**

CS-104 Software, ExecExpert, Befundtextvorlagen, Worklist, Kommunikationslizenz, DELL PC Mini, Flachbildschirm 23,8", Tastatur & Maus, Trolley X4, Trenntrafo, Ablageboden, Halterung für FT-1, CARDIOVIT FT-1, USB-Kabel, EKG-Papier, Adapterkabel für Sauganlage, Sauganlage DT-80 T, Montagesatz, Steuerkabel, SEMA3 Office System, mit Sana Bike 1000

+**CARDIOVIT FT-1**

- Autarker PC-EKG-Rekorder
- EKG-Abtaste 32.000 Hz
- 8" EKG-Display



Zubehör	Inhalt	Best.-Nr.	€
Einmal-Mundstück	50 Stück	123920	69,50






Vitalograph micro™

Eines der besten Spirometer unter den Günstigen

- Produkt-Update mit neuem Design, neuem Display und neuer Device Studio Software
- Preiswertes Einstiegsmodell vom Marktführer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin
- Geringe Testkosten pro Patient durch hochwertigen, wiederverwendbaren Messkopf vom Typ „Fleisch Pneumotachograph“ und günstige Filter
- Erfüllung der Experten-Empfehlungen in Bezug auf Hygiene durch BVF™ Bakterien-Viren-Filter und damit Sicherheit für Patienten und Personal auch in Zeiten von Covid-19
- Intuitive Bedienung über Touchscreen für die einfache Testdurchführung mit exakter Messgenauigkeit gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Mit neuer PC-Software zur Erstellung von Spirometrie-Berichten inklusive Kurven im PDF-Format (zum Ausdruck oder zur Ablage im Archivmodul Ihrer Praxissoftware)
- 5 Jahre Garantie nach kostenloser Produktregistrierung



€ 590,-
Best.-Nr. 118992



Neues Vitalograph Pneumotrac™

Das PC-Spirometer für die schnelle, einfache und exakte Spirometrie in Praxis und Klinik

- Geringe Testkosten pro Patient durch nachhaltigen Messkopf vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“
- Erfüllung der Experten-Empfehlungen in Bezug auf Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter und damit Sicherheit für Patienten und Personal (Covid-19)
- Erleichterte Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll) durch neue Spirotrac 6 Software
- Animationen für Kinder und Interpretation der Messungen
- Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Einfache Anbindung an die Praxissoftware via GDT und HL7
- Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive
- 5 Jahre Garantie nach kostenloser Produktregistrierung

Best.-Nr. 126342

€ 1.390,00

Neues Vitalograph BT12 EKG

Die Bluetooth-Lösung für schnelle, genaue Ruhe-EKG-Messungen auf Ihrem PC

- Schnelle und einfache Echtzeitauswertungen mit 10-Sekunden-Testoption
- Sofortiges Feedback für den Anwender zum korrekten Elektrodenkontakt für fehlerfreie Aufzeichnungen
- Drahtlose Bluetooth-Verbindung liefert saubere EKG-Daten mit reduzierten Artefakten und vermeidet so unnötige EKG-Wiederholungen
- Automatische Messungen mit Interpretation (Glasgow-Algorithmus)
- Berechnung der Herzfrequenz mit akustischem und visuellem Signal unterstützt bei der Beurteilung
- Automatischer Austausch von Patientendaten und Testergebnissen mit der Praxissoftware über GDT erspart das Kopieren und Scannen von EKG-Berichten
- Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive

BT12 mit Spirotrac® 6 Software

Best.-Nr. 126345

€ 1.550,00

BT12 ohne Software

Best.-Nr. 126347

€ 1.250,00



Ideale Erweiterung für Spirometer mit Spirotrac® Software

Zubehör



€ 39,-
Best.-Nr. 290977

BVF™ Bakterien-Viren-Filter

- Schützen Patient, Personal und Gerät vor Kontamination

Packung mit 50 Stück

€ 49,-

Vitalograph BVF™ Filter Technology	Optimale Hygiene	Niedrige Folgekosten

€ 76,95
Best.-Nr. 126818

€ 81,-

ECO-BVF™ Set mit Nasenklemme

- Praktisches Set aus Filter und Nasenklemme im Polybeutel

Packung mit 75 Stück



HERBST-WINTERAKTION



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.

Hochklassige Touchscreen Überwachungsmonitore

S10 (10,4") / S12 (12,1")

- TFT Voll-Touchdisplay Überwachungsmonitor
- 27 verschiedene Arten der Arrhythmie-Analyse
- Bis zu 3 Wellen (EKG, SpO₂, Atmung)
- Kategorisierte Alarmer (3 Prioritätsstufen)
- Visueller Alarm und Herzfrequenzton
- Early Warning Score (EWS) – zur Einschätzung der Dringlichkeit medizinischer Maßnahmen
- Glasgow Coma Scale (GCS)
- Überwachung der Atemwege bei Neonaten
- Trendspeicher 180 Stunden
- Zentrale Überwachungs-Software für bis zu 66 Monitore (optional)
- 4 Stunden Akku-Laufzeit / bis zu 8 Stunden (optional) erweiterbar
- Maße S10: 288 × 236 × 168 mm (B × H × T)
- Maße S12: 320 × 262 × 175 mm (B × H × T)
- Gewicht: ca. 4 kg

Lieferumfang:

Monitor, 1 × 5-adriges Patienten-kabel, 10 × Einwegelektroden, 1 × NIBP-Schlauch (3 m), 1 × Manschette für Erw. / wiederverwendbar, 1 × SpO₂-Sensor-Verlängerungskabel (2 m), 1 × SpO₂-Sensor für Erw. / wiederverwendbar, 1 × Thermodrucker, 1 × Rolle Druckerpapier

S12 – optionale Erweiterungsmöglichkeiten:

ETCO₂, IBP (Invasive Blutdruckmessung), Drip Monitor (Durchflusszähler Infusion)

**GRATIS
dazu!**
Temperatur-
sonde Haut



Monitor S10

€ 1.599,-

Best.-Nr. 126012

Monitor S12

€ 1.899,-

Best.-Nr. 126013

Zubehör	Best.-Nr.	€
Rollstativ	126014	332,33
Central Monitoring System Software	126016	1.499,00
Halterung für Drägerschiene	126015	149,00
Wandhalterung	126017	249,00
Druckerpapier (10 Rollen)	126030	35,00



Weiteres Zubehör auf Anfrage!



FC 1400 – Fetalmonitor

- Anzeige der Herzfrequenz 1 und 2, sowie Uteruskontraktion
- Separate Aufzeichnung der Kindsbewegung (Fetal Movement)
- Großes 4,3" Farbdisplay
- Einfach zu lesender Ausdruck im A5 Format / CTG Analyse

Lieferumfang:

FC 1400 Fetalmonitor, 1 × US-Sonde, (Zwillingsmonitor mit 2 × US-Sonde), 1 × UC-Sonde, 1 × Event Marker, 1 × CTG Gurtset (3 Stk.), 1 × Thermopapier (151 mm × 30 m), 1 × Gel, 1 × Netzkabel

Singlemonitor **Best.-Nr. 128306 € 1.999,00**

Zwillingsmonitor **Best.-Nr. 294099 € 2.099,00**


Zubehör	Best.-Nr.	€
Thermopapier für FC 1400	294102	6,53

Zwillingsmonitor

€ 2.099,-

Best.-Nr. 294099

~~€ 2.199,-~~



Einführungsaktion EasyOne Filter

Sicher und günstig durch den Herbst mit den EasyOne-Paketen!




Das **EasyOne Air** und das **Easy on-PC** sind die kalibrations- und wartungsfreien Spirometer, welche für ihre einfache und schnelle Handhabung sowie die Schweizer Präzisionstechnologie weltweit bekannt sind.

Mit der original EasyOne Filter Lösung bekommen Sie jetzt vollumfängliche Sicherheit. Die Software der Spirometer ist optimal auf die EasyOne Filter angepasst und abgestimmt. Dies bedeutet für Sie die Vermeidung von möglichen Messfehlern im Vergleich zur Messung mit gewöhnlichen Fremdfiltern. Darüber hinaus bietet Ihnen die Spirometrie-Filterlösung aus einer Hand folgende Vorteile:

- Hält die Umgebungsluft sauber für Patienten und medizinisches Personal
- Äußerst geringer Filter-Widerstand bedeutet höchste Messqualität
- Optimale Filtereffizienz und Genauigkeit
- Einzigartige patentierte Technologie

FÜR NEUEINSTEIGER



NEU!

€ 1.595,-

Best.-Nr. 128345

Paket Easy on-PC

Sie sparen € 316,00

1 Stk.	Easy on-PC (inkl. Software EasyOne Connect, Nasenklemme, 4 Stück Spiretten, Kabel, Netzteil, Gebrauchsanweisung)
+ 1 Box	Spiretten , 200 Stück
+ 2 Boxen	EasyOne Filter SP , 100 Stück



€ 2.145,-

Best.-Nr. 127573

Paket EasyOne Air

Sie sparen € 439,00

1 Stk.	EasyOne Air (inkl. Software EasyOne Connect, Nasenklemme, 4 Stück EasyOne FlowTubes, Kabel, Netzteil, Gebrauchsanweisung)
+ 1 Box	EasyOne FlowTubes , 200 Stück
+ 2 Boxen	EasyOne Filter FT , 200 Stück

FÜR BESTEHENDE EASY ON-PC UND EASYONE AIR NUTZER

Zubehörpaket Easy on-PC

1 Box	Spiretten , 200 Stück
+	
2 Boxen	EasyOne Filter SP , 100 Stück

Best.-Nr. 127574

€ 350,00

Zubehörpaket EasyOne Air

1 Box	EasyOne FlowTubes , 200 Stück
+	
2 Boxen	EasyOne Filter FT , 100 Stück

Best.-Nr. 128346

€ 350,00

MAICO



1

AB € **3.315,-**

~~€ 3.490,-~~

Mit MAICO
Sessions
Tymanometrie-
software



2



diatec
Audiologische Diagnostik



touchTymp MI 24

- Tympanometer mit Touchscreen-Oberfläche
- Automatischer Messablauf
- Mit und ohne kindgerechte Animation für spielerische Mittelohranalyse (RaceCare) erhältlich
- Einbindbar in Praxis-EDV
- Mit integriertem Drucker optional

touchTymp MI 26

- Wie MI 24, zusätzlich mit Tonaudiometrie über 11 Frequenzen

touchTymp RaceCar	Best.-Nr.	€
1 MI 24	124514	3.595,00
2 MI 26	124595	3.995,00
touchTymp ohne RaceCar	Best.-Nr.	€
MI 24	124512	3.315,00
MI 26	124516	3.790,00

Sehtestgerät Visiolite Master

- Für Sehtests nach G25, G26 und FEV, Kontrastsehen, Perimeter mit bis zu 64 Leuchtpunkten, Dämmerungssehen
- Sehabstand 60 und 80 cm für G37 fest integriert
- Amsler-Test
- Höhenverstellbar
- 2 Einblickstufen
- Geringes Gewicht: nur 4,8 kg

Lieferumfang:

Gerät, Fernbedienung, Software, spezieller Rollenkoffer

Best.-Nr. 124180

€ 4.899,00

Visiolite Master GT

Wie Visiolite Master zusätzlich mit
Blendempfindlichkeitsprüfung

Best.-Nr. 124181

€ 5.199,00



Fernbedienung

myMIDES

NEU!

MIDES
ULTRASOUND

myMIDES kabellose Ultraschallsonden

Schnelle Untersuchungsergebnisse können Leben retten. Mit den kabellosen myMides WLAN-Sonden sind Sie in der Diagnostik nahezu ortsunabhängig und können eine Sofort-Diagnose vor Ort stellen. Nur die Sonde und ein Smartphone oder Tablet sind nötig.

myMIDES C3cs Convex-Sonde

- Bildschirmmodus: B, B/M, color/PW/PDI
- Frequenz: 3,5 – 5 MHz
- Einsatzbereich: Abdomen, Lunge
- Tiefe: 200 mm
- Abmessungen: 155 × 65 × 20 mm
- Gewicht: 200 g

Best.-Nr. 127616



€ 3.290,00

myMIDES L7cs Linear-Sonde

- Bildschirmmodus: B, B/M, color/PW/PDI
- Frequenz: 7,5 – 10 MHz
- Einsatzgebiet: Carotis, Schilddrüse, Brust, oberflächen-nahe Strukturen, Gefäße, Nerven, MSK
- Tiefe: 20 – 55 mm
- Abmessungen: 155 × 65 × 20 mm
- Gewicht: 200 g

Best.-Nr. 127617



€ 3.290,00

myMIDES MC3 Microconvex-Sonde

- Bildschirmmodus: B, B/M
- Frequenz: 3,5 – 5 MHz
- Einsatzgebiet: Gefäße, Schädel, Bauchraum von Kindern
- Tiefe: 100 – 280 mm
- Abmessungen: 155 × 65 × 20 mm
- Gewicht: 250 g

Best.-Nr. 127619



€ 3.290,00

myMIDES V7 Vaginalsonde

- Bildschirmmodus: B, B/M, PW/PDI
- Frequenz: 6,5 MHz / 8 MHz
- Tiefe: 40/60/80/100 mm
- Abmessungen: 270 × 60 × 20 mm
- Gewicht: 250 g

Best.-Nr. 127620




3.290,00

Die Vorteile:

- Einstiegsmodelle mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Farb-Ultraschall für optimale Bildgebung
- Sofortdiagnosen vor Ort
- Schnelle Verlaufskontrolle wie z. B. bei erhöhtem Aufkommen von Covid-Patienten
- Max. 4 Stunden Akku-Kapazität

- B-Mode
- B/M-Mode
- Farbdoppler
- Powerdoppler
- PW (Pulsewave)



myMIDES L10c Linear-Sonde

- Bildschirmmodus: B, B/M, color/PW/PDI
- Frequenz: 10 – 14 MHz
- Einsatzgebiet: Gefäße, Nerven, MSK
- Tiefe: 20 – 55 mm
- Abmessungen: 155 × 65 × 20 mm
- Gewicht: 250 g

Best.-Nr. 127618



€ 3.290,00



WIPAK STERIKING®



In praxis-
gerechten
Mengen und
Größen!

STERIKING ist eine Marke der
WIPAK-Unternehmensgruppe
mit Hauptsitz in Finnland

Steriking® Beutel

- Praktisch in gängigen Standardgrößen und kleinen Mengen
- Mit MDR-konformen Informationen
- Zeitersparnis durch nur **EINEN** Siegelvorgang und **OHNE** Abschneiden
- Kein Rollhalter notwendig
- Leichtes aseptisches Öffnen dank vorgefertigter Chevron-Peelöffnung
- Sicher durch ein e9-lagige Steriking® Multi-X9-Folie und 70 g/m² medizinischem Papier

Packung mit 200 Stück

NEU!

Größe	Best.-Nr.	€
50 × 250 mm	128371	7,65
75 × 270 mm	128372	9,35
75 × 150 mm	128373	6,85
75 × 300 mm	128374	10,15
100 × 200 mm	128375	9,95
100 × 300 mm	128376	13,15
150 × 270 mm	128377	16,70
150 × 300 mm	128378	19,35
150 × 350 mm	128379	21,75
250 × 380 mm	128380	44,95

Sterilisationsmarker

- Wasserfest und wärmebeständig
- Zur dauerhaften Beschriftung von Sterilisierverpackungen
- Für alle Sterilisationsverfahren sowie RDGs geeignet

Packung mit 10 Stück

€ 22,50

~~€ 25,34~~



Farbe / Spitze	Best.-Nr.	€
schwarz / 0,75 mm	125961	22,50
rot / 0,75 mm	125966	22,50
blau / 0,75 mm	125967	22,50
schwarz / 1,00 mm	125968	22,50



Untersuchungshandschuhe



Nitril® NextGen®

- Mikrogeraut
- Puder- und latexfrei, unsteril

Packung mit 100 Stück

€ 5,65

~~€ 5,95~~

Größe	Best.-Nr.	€
XS	112863	5,65
S	112864	5,65
M	112865	5,65
L	112866	5,65
XL	117975	5,65



Gentle Skin® compact+

- Mikrogeraut
- Puderfrei, unsteril

Packung mit 100 Stück

€ 5,55

~~€ 5,85~~

Größe	Best.-Nr.	€
XS	124085	5,55
S	115637	5,55
M	121582	5,55
L	121581	5,55
XL	124086	5,55



Vinyl 2000 PF

- Glatte Oberfläche
- Puder- und latexfrei, unsteril

Packung mit 100 Stück

€ 3,65

~~€ 3,75~~

Größe	Best.-Nr.	€
XS	158542	3,65
S	157548	3,65
M	157547	3,65
L	157546	3,65
XL	157549	3,65



€ 2,95

~~€ 3,95~~

Suavel® Protect OP-Gesichtsmaske

- OP-Maske nach EN 14683 mit elastische Ohrschlaufen
- 3-lagig, unsteril

Packung mit 50 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	124709	2,95
schwarz	128344	2,95

Suavel OP PRO Standard / Expert

- OP-Mantel aus SMMS-Verbundmaterial
- Steril

Packung mit 30 Stück

Größe	Maße	Best.-Nr.	€
M	120 × 140 cm	128336	58,95
L	130 × 150 cm	128337	58,95
XL	150 × 160 cm	128338	58,95
XXL	170 × 160 cm	128339	58,95

Expert mit Verstärkung an Brust- und Bauchbereich

Größe	Maße	Best.-Nr.	€
M	120 × 140 cm	128340	79,95
L	130 × 150 cm	128341	79,95
XL	150 × 160 cm	128342	79,95
XXL	170 × 160 cm	128343	79,95



NEU!



ECOLAB
AB
€ 15,95
~~€ 17,95~~
AB
€ 18,95
~~€ 20,55~~
Incidin™ OxyFoam S / Incidin™ OxyWipe S

- Hi-Speed H₂O₂™ Desinfektions- und Reinigungsschaumspray
- Exzellente Materialverträglichkeit
- Alkohol-, aldehyd- und QAV-frei
- Wirksam gegen Bakterien sowie einem breiten Spektrum viraler (Durchfall-) Erreger, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVG 2008)
- Viruzid und sporizid gegen C. difficile gem. EN 17126
- Tuchmaß: 20 x 20 cm, XL: 25 x 37 cm
- Sprühflaschen inkl. Sprühkopf
- Wirksamkeit praxisnah nach neuer EN 16615 getestet



Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Incidin™ OxyFoam S	750-ml-Flasche	119735	15,95
Incidin™ OxyFoam S	5-Liter-Kanister	120954	52,80
Incidin™ OxyWipe S	100 Tücher	119760	18,95
Incidin™ OxyWipe S XL	50 Tücher	122245	18,95

SONOGEL
 Ihr Partner in der Sonographie


AB
€ 1,99
~~€ 2,75~~
SONOGEL Ultrascallgel

- Schleimhautverträglich
- Für die Gynäkologie geeignet
- Viskos, nicht tropfend
- Von führenden Geräteherstellern empfohlen
- 5-Liter-Cubitainer mit 250-ml-Leerflasche

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	113397	1,99
850-ml-Flasche	151115	3,95
5-Liter-Cubitainer	113436	14,45

 Dermato-
logisch
getestet
DR. WEIGERT

Einzigartige Performance und glänzende Ergebnisse


AB
€ 45,-
~~€ 51,77~~
neodisher® MediClean advanced Hochkonzentrat

- Für die maschinelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten, inklusive MIC- und Mikroinstrumenten, Dentalinstrumenten, Anästhesie-Utensilien, Containern und anderen medizintechnischen Utensilien
- Für die manuelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauch- oder Ultraschallbad
- Geeignet zur manuellen und maschinellen Reinigung von da Vinci-EndoWrist- und anderen Instrumenten der roboterassistierten Chirurgie
- Entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut, Protein, Fett, Schleim, Sekret und Knochenmehl
- Entfernt stumpfe Beläge und sorgt somit langfristig für eine optimale Haptik des Instrumentariums
- Reduktion von Biofilmen wurde in Anlehnung an ISO/TS 15883-5:2005 geprüft und bestätigt
- Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung
- Exzellente Materialverträglichkeit und damit materialschonend

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	127341	45,00
5-Liter-Kanister	127339	116,00
5-Liter-Eurokanister	127340	116,00
10-Liter-Kanister	127338	225,00


 Hygienemanagement
– Praxisbegehungen


schülke →

Ganzjahresprodukt: schützt das ganze Jahr sicher vor Infektionen



desmanol® care

- Breites Wirkspektrum inklusive begrenzt viruzid PLUS gemäß EN 14476
- Hautpflege-Formel mit ProPanthenol-Komplex
- Pflegeeffekt klinisch bestätigt (gem. Anwendungs- und Hautverträglichkeitsstudie (DermaTronier, 2017))
- Frei von remanenten Wirkstoffen
- RKI-Liste gemäß §18 IfSG
- Arzneimittel



AB € **1,95**
€ 2,25

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	122237	1,95
500-ml-Flasche	122238	5,15
1-Liter-Euroflasche	122240	7,85



desmanol® care 700 mg/g + 99 mg/g, Lösung. Wirkstoffe: Propan-2-ol, Ethanol 96 %. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten 70,0 g Propan-2-ol, 9,9 g Ethanol 96 %. **Sonstige Bestandteile:** gereinigtes Wasser, Tetradecan-1-ol, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph. Eur.), Dexpanthenol, Methylglykoll. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** desmanol® care ist zur Desinfektion offener Wunden, für die Antiseptik von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung des Auges nicht geeignet. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit desmanol® care können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Auch allergische Reaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) sind möglich. **Warnhinweise:** desmanol® care enthält Cetylstearylalkohol. Stand 07/17 Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com



AB € **9,95**
€ 10,95

mikroqid® universal wipes premium / premium maxi

- Gering alkoholische Tücher zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art
- Schnelle Wirksamkeit (Noro in 30 Sek.)
- Gute Materialverträglichkeit (z. B. Tablets)
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Wirksam nach EN 16615 (4-Felder-Test) in 1 Minute
- Biozidprodukt BAuA-Reg.-Nr. N-63300 (PT2), N-63301 (PT4)

Größe	Inhalt	Best.-Nr.	€
20 × 20 cm	100 Tücher	119738	9,95
25 × 25 cm	80 Tücher	120446	10,95



Nitril Untersuchungshandschuhe

- Puderfrei, unsteril, aus leichtem Nitril
- Sehr gute Passform, für ein sehr gutes Tastempfinden
- Griffing durch texturierte Oberfläche
- Widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
- Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel
- Gegen Viren, Bakterien und Pilze geprüft
- CE2777PSA/MDR, EN420, EN455 1-4

Packung mit 100 Stück

Farbe weiß	Best.-Nr.	€
7 / S	127520	5,95
8 / M	127519	5,95
9 / L	127518	5,95
10 / XL	127517	5,95
Farbe blau	Best.-Nr.	€
8 / M	126133	5,95
9 / L	126132	5,95



Für Ihr professionelles Zeitmanagement

Terminplaner mit 4 Tagesspalten

Lieferung inkl. Kunststoffhüllen, Jahresübersicht und Werkzeugkästchen mit Bleistift und Radiergummi, Urlaubsplaner

- Januar – Dezember 2023, 60.005.23

€ **169,90**
Best.-Nr. 127164
€ 174,90



Terminplaner mit 6 Tagesspalten

Lieferung inkl. 2 Kunststoffhüllen, Jahresübersicht und Werkzeugkästchen mit Bleistift und Radiergummi, Urlaubsplaner

- Januar – Dezember 2023, 60.006.23

€ **186,90**
Best.-Nr. 127496
€ 195,90





Abrechenbarer Sprechstundenbedarf. Sie füllen das Rezept aus und wir rechnen direkt mit den Krankenkassen ab.

Beiersdorf



Hansaplast® SOFT

- Besonders hautfreundlich
- Anschmiegsam, querelastisch und luftdurchlässig
- Zur schnellen Versorgung aller Arten kleinerer Wunden und Verletzungen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Standard			
4,0 cm × 5 m	1 Rolle	123980	13,33
6,0 cm × 5 m	1 Rolle	123613	17,33
8,0 cm × 5 m	1 Rolle	123981	20,94
Injektionspflaster			
1,9 cm × 4 cm	100 Stück	123614	9,84



Hansaplast® SENSITIVE

- Besonders hautfreundliches und hypoallergenes Material (dermatologisch bestätigt)
- Schmerzlos zu entfernen
- Für Diabetiker geeignet

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm × 5 m	1 Rolle	124000	13,24
6 cm × 5 m	1 Rolle	124001	15,82
8 cm × 5 m	1 Rolle	124002	19,64
Injektionspflaster			
1,9 cm × 4 cm	100 Stück	124003	9,75



Hansaplast® ELASTIC

- Speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen
- Atmungsaktives und hautfreundliches Material

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm × 5 m	1 Rolle	124442	12,18
6 cm × 5 m	1 Rolle	124443	15,25
8 cm × 5 m	1 Rolle	124444	18,53



Hansaplast® KIDS

- Für alle kleineren Wunden bzw. Verletzungen
- Zeigen Lieblingscharaktere der Kinder
- Farben für Kinder ungefährlich
- Nicht verklebende Wundauflage schützt und polstert die Wunde
- Sichere Klebkraft verhindert ein Verrutschen
- Schmerzfrei zu entfernen und hautfreundlich
- Größe: 1,9 × 7,2 cm

Packung mit 100 Strips

Best.-Nr. 123615

€ 9,70

www.co-med.de

Praxisbedarf und Medizintechnik zeitsparend und komfortabel online bestellen.

Alles für Ihre Praxis!

Top-Produkte & umfassende Serviceleistungen für einen effizienten Praxisbetrieb.

Jetzt informieren & anfragen



Technischer Service und Medizinprodukte-Einweisung direkt vor Ort



Profitieren Sie von kundenindividuellen Rabatten

- In Ihrem Kundenkonto können exklusive Rabatte für Sie hinterlegt werden



Umfassende Produktauswahl

- Stetig wachsendes Sortiment
- Topseller, aktuelle Aktionsangebote und Neuheiten auf einen Blick

Besuchen Sie auch unsere Markenshops:



In unserem Online-Shop mit über 20.000 Artikeln ermöglichen wir Ihnen einen komfortablen Praxiseinkauf.

Das bedeutet für Sie: Noch einfacher und schneller bestellen bei gleichzeitiger Optimierung Ihres Bestellprozesses.

Auch online steht der persönliche Service der Co-med Fachhändler an erster Stelle.

Mit unseren Serviceleistungen rund um Medizinprodukte und Medizintechnik sorgen wir für Ihren effizienten Praxisbetrieb. Informieren Sie sich hier:

www.co-med.de/unsere-serviceleistungen/



Buchen Sie unsere Serviceleistungen

- Einweisung, STK, MTK, Geräteeinrichtung, Hygieneberatung & mehr im Online-Shop buchbar



Aktuell informiert:

- Blog mit aktuellen Themen rund um die Praxis



Entdecken Sie passendes Zubehör

- Optionales und notwendiges Zubehör direkt am Artikel



Filtern Sie nach Ihren Suchkriterien

- Schnell relevante Suchergebnisse mit Filtern (z. B. steril)



Kontrollieren Sie Bestellungen

- Einfache Einrichtung von Budgetlimits und Bestellgenehmigungsprozessen für Ihr Personal



Praktische Funktionen für Ihr effizientes Bestellmanagement

- Bestelllisten
- Terminbestellung
- Schnellbestellung
- Sammelbestellung

Anschluss Häuser (Fachhändler der Co-med vor Ort)

Kompetenz Beratung Qualität Kundennähe Service Vollversorgung

PLZ - 0*

Heine & Böhm GmbH

01259 Dresden · Käthe-Kollwitz-Str. 17 · Ralf Schlechte
Tel.: 0351 / 4713313 · Fax: 0351 / 4724988 · www.heine-boehm.de

Heine & Böhm GmbH, Filiale Bautzen

02692 Preuswitz · Singwitz Weg 2 · Ralf Schlechte
Tel.: 03591 / 677177 · Fax: 03591 / 677176 · www.heine-boehm.de

M-Tec GmbH

03050 Cottbus · Pyrastr. 16 · Christina Heller
Tel.: 0355 / 427677 · Fax: 0355 / 4993989 · www.m-tec-med.de

Füldner Medizintechnik GmbH

07548 Gera · Ebertstr. 2 · Kevin + Thomas Heyner
Tel.: 0365 / 8329080 · Fax: 0365 / 26933
www.fueldner-medizintechnik.de

M. Weinert Reha- & Medizintechnik

04808 Wurzen · Jacobsplatz 18 · Marlies Weinert
Tel.: 0 34 25 / 92 47 98 · Fax: 0 34 25 / 92 47 99
www.weinert-medizintechnik.de

PLZ - 1*

Medizin-Technik Stusche e.K.

14513 Teltow · Iserstr. 12 · Dipl.-Ing. Martin Stusche
Tel.: 03328 / 474747 · Fax: 03328 / 475767 · www.stusche.de

Reha.Tech GmbH

15299 Müllrose · Gewerbestr. 20 · Torsten Reincke
Tel.: 033606 / 787911 · Fax: 033606 / 78796611

Medizintechnischer Fachhandel Retzlaff GmbH

16928 Pritzwalk · Wallstr. 15 · Heike Retzlaff · Tel.: 03395 / 7059232
Fax: 03395 / 7059514 · www.retzlaff-pritzwalk.de

Sanitätshaus NORDlicht GmbH

16928 Pritzwalk · Saarstr. 2 · Ferdinand Buchholz · Tel.: 03395 / 754970
Fax: 03395 / 7549777 · www.sanitaetshaus-nordlicht.de

medica nord Vertriebs GmbH

18273 Güstrow · Lindbruch 1a · Pharm.-Ing. Birgit Schmidt
Tel.: 03843 / 214962 · Fax: 03843 / 214963 · www.medica-nord.de

PLZ - 2*

Medical Eins GmbH

24768 Rendsburg · Sandhof 8-10 · Ralf Timm
Tel.: 04331 / 78710 · Fax: 04331 / 75072 · www.medical1.sh

Medicatechnik Esens-Moorweg

26427 Esens-Moorweg · Am Benser Tief 1 · Dipl.-Ing. Rainer Havemann
Tel.: 04977 / 991010 · Fax: 04977 / 991011

PLZ - 3*

ComMed Medizintechnik GmbH & Co. KG

30659 Hannover · Oldenburger Allee 18 · Jens-Uwe Mühlen
Tel.: 0511 / 542790 · Fax: 0511 / 5478156 · www.com2med.de

K. Egner GmbH & Co. KG

35440 Linden · Robert-Bosch-Str. 24 · Stefan Böhm · Tel.: 06403 / 90110
Fax: 06403 / 901121 · www.egner-medizintechnik.de

ComMed Medizinprodukte GmbH & Co. KG

38122 Braunschweig · Frankfurter Straße 3 a · Jens-Uwe Mühlen
Tel.: 0531 / 2842084 · Fax: 0531 / 2842085 · www.com2med.de

HELDT + WIEN Arzt- und Krankenhausbedarf e.K.

38518 Gifhorn · Hugo-Junkers-Str. 12 · Andreas Raguse
Tel.: 05371 / 13804 · Fax: 05371 / 14176 · www.hewimed.de

AKM Vertriebs-GmbH für Medizintechnik

39108 Magdeburg · Zur Viehbörse 7 · Katrin Berretz
Tel.: 0391 / 2540110 · Fax: 0391 / 502103 · www.akm-magdeburg.de

Jürgen Puppe GmbH

39261 Zerbst · Coswiger Str. 18 · Jürgen Puppe
Tel.: 03923 / 780188 · Fax: 03923 / 780189 · www.puppe-zerbst.de

PLZ - 4*

Krollicki Medizintechnik Krefeld

47805 Krefeld · Fütingsweg 80 · Bruno Beer, Melanie Oelfke
Tel.: 02151 / 392422 · Fax: 02151 / 391669 · www.krollicki-med.de

PLZ - 5*

medical plus GmbH

50999 Köln-Rodenkirchen · Industriestr. 161 / Haus 2b
Dipl.-Ing. Marcus Eckert, Dipl.-Kfm. Ingo de Hesselde
Tel.: 0221 / 9922510 · Fax: 0221 / 99225122 · www.medical-plus.de

MEDELO Michael Longen e.K.

54344 Kenn · Im Gewerbegebiet 34 · Michael Longen
Tel.: 06502 / 92240 · Fax: 06502 / 922430 · www.medelo.de

Westfalen Medical GmbH

57076 Siegen · Einheitsstr. 3 · S. Hupas, A. Weishelt
Tel.: 0271 / 40576-0 · Fax: 0271 / 40576-708 · www.medica-technik.de

PLZ - 6*

Hubrich medical GmbH & Co. KG

63741 Aschaffenburg · Magnolienweg 8 · Wolfgang Hubrich
Tel.: 06021 / 396666 · Fax: 06021 / 396625 · www.hubrich.org

Bernd Pfeffer GmbH

64319 Pfungstadt · Müller-Guttenbrunn-Str. 43 · Bernd Pfeffer
Tel.: 06157 / 94710 · Fax: 06157 / 947114 · www.mtpfeffer.de

Wiesanha H.+W. Söhngen GmbH

65185 Wiesbaden · Rheinstr. 30/32 · Thilo + Annkatrin Söhngen
Tel.: 0611 / 990030 · Fax: 0611 / 9900388 · www.wiesanha.de

Medizintechnik Steffen & Co. GmbH

66793 Saarwellingen · Philip-Reis-Str. 12 · Rudolf Steffen
Tel.: 06838 / 981820 · Fax: 06838 / 9818210 · www.steffen-mt.de

Dammeyer + Selzer

68219 Mannheim-Mallau · Mallaustr. 55 · Thomas Bruckmeir e.K.
Tel.: 0621 / 874827 · Fax: 0621 / 874661 · www.dammeyer-selzer.de

PLZ - 7*

MTR - Medizin-Technik GmbH

72770 Reutlingen · Am Galgenberg 9 · Ivan Jurcovic
Tel.: 07121 / 94460 · Fax: 07121 / 944616 · www.mtr-medizin-technik.de

Brune Medizintechnik

73431 Aalen · Otto-Schott-Str. 21 · Jürgen Brune
Tel.: 07361 / 939710 · Fax: 07361 / 939717 · www.brune-medizintechnik.de

Stähle & Co. Ges. m. b. H.

75173 Pforzheim · Bleichstr. 4 · Gerd Frey
Tel.: 07231 / 23663 · Fax: 07231 / 290170 · www.staehle-sanitaetshaus.de

Storch und Beller & Co. GmbH

76189 Karlsruhe · Nördliche Uferstr. 11 · Udo Nachtmann, Klaus Beller
Tel.: 0721 / 559000 · Fax: 0721 / 5590046 · www.storch-beller.de

Beiner Medizintechnik

76829 Landau/Pfalz · Virchowstr. 7a · Einzelkaufmann Stephan Beiner e.K.
Tel.: 06341 / 96740 · Fax: 06341 / 967429 · www.beiner-med.de

CHR. FRICK Medizintechnik

78570 Mühlheim · Griesweg 17 · Josef Frick
Tel.: 07463 / 345 · Fax: 07463 / 5024 · www.frick-medizintechnik.de

PLZ - 8*

KVG Vertriebs-GmbH

82402 Seeshaupt · Unterer Flurweg 14 · Ralf Behrendt, Thilo Behrendt
Tel.: 08801 / 1021 · Fax: 08801 / 2374 · www.kvggmbh.de

mteca Medizintechnik Adamosky

85653 Aying · Dorfstr. 26 · Andreas Adamosky
Tel.: 089 / 41147470-6 · Fax: 089 / 41147470-9 · www.mteca.de

Arndt Medizintechnik GmbH

86462 Stettenhofen bei Augsburg · Forchachstr. 6 · Philipp Arndt
Tel.: 0821 / 3432010 · Fax: 0821 / 3432011
www.arndt-medizintechnik.de

Promed Busser Medizintechnik Richard Bubser e.K.

88214 Ravensburg · Mooswiesen 19 · Richard Bubser
Tel.: 0751 / 7692440 · Fax: 0751 / 769244-29 · www.promed-busser.de

siramed GmbH & Co. KG

89081 Ulm · Herrlingerstr. 86 · Alexander + Maximilian Schmid
Tel.: 07311 / 84868850 · Fax: 07311 / 84868860 · www.siramed.de

PLZ - 9*

WALB SANIMEDT Ulrike Walb e.K.

90402 Nürnberg · Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 2 · Inh. Ulrike Walb
Tel.: 0911 / 226447 · Fax: 0911 / 226456 · www.walb-sanimedt.de

MACK GmbH Medizintechnik

90482 Nürnberg · Schupfer Str. 3 · Oliver Mack
Tel.: 0911 / 501222 · Fax: 0911 / 503883 · www.mack-med.de

TROLAB Medizintechnik GmbH & Co. KG

91126 Rednitzhembach · Jahnstr. 18 · Robert Meyer
Tel.: 09122 / 78688 · Fax: 09122 / 71912 · www.trolab.de

Zimeda GmbH & Co. KG

94036 Passau · Dr.-Emil-Brichta-Str. 3 · Gerhard Zizlsperger
Tel.: 0851 / 95973-0 · Fax: 0851 / 9597399

Sonoportal GmbH

94104 Tittling · Kirchweg 2 · Dipl. Ing. Klaus Feicht
Tel.: 08504 / 9229811 · Fax: 08504 / 9229812 · www.sonoportal.de

STRÄTZ FN Medizintechnik GmbH

97230 Estenfeld · Röntgenstr. 14 · Thomas + Adrian Neundörfer
Tel.: 09305 / 90630 · Fax: 09305 / 906333 · www.straetz-fn.de

Knorre & Molder Medizintechnik GmbH Erfurt

99198 Erfurt-Kerspleben · Fichtenweg 41 · Dipl.-Ing. (FH) Ronald Knorre
Tel.: 036203 / 7100 · Fax: 036203 / 71010 · www.knorre-molder.de

A.N. Orgmed e.K.

99734 Nordhausen · Bochumer Str. 3A · Hannes Nacke
Tel.: 03631 / 473225 · Fax: 03631 / 473226 · www.an-orgmed.de

Der neue
Katalog ist
da!



€ 125,-
~~€ 132,-~~


Hitado BTastat

- Wichtiger Baustein der nicht-invasiven Diagnostik zur Früherkennung von Harnblasentumoren
- Immunchromatografischer Schnelltest zum Nachweis des Blasen-tumor-Antigens im Urin mit Hilfe monoklonaler Antikörper durch Farbreaktion
- NUR drei Tropfen Urin für die Testdurchführung notwendig

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör
Best.-Nr. 124177

€ 25,95
~~€ 29,90~~


Hitado CRP 10-60

- Schneller chromatographischer Immunoassay für den semiquantitativen Nachweis von CRP (C-reaktives Protein) in Vollblut, Serum oder Plasma

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör
Best.-Nr. 124174

AB € 18,35
~~€ 19,65~~


Hitado Troponin I

- Immunchromatographischer Schnelltest für die qualitative Bestimmung von kardialen Troponin I (cTnI) in humanem Serum, Plasma und Vollblut

Packung mit 5 Testkassetten inkl. Zubehör
Best.-Nr. 124171 € 18,35
 Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör
Best.-Nr. 124172 € 32,25


NEU!


NobiStrip U10

- Urin-Teststreifen zum qualitativen und semi-quantitativen Nachweis eines oder mehrerer der folgenden Analyten im Urin: Leukozyten, Urobilinogen, Albumin in niedrigen Konzentrationen, auch als Mikroalbumin bekannt, Protein, Bilirubin, Glucose, Ascorbinsäure, spezifisches Gewicht, Nitrit, Kreatinin, pH, Blut, Calcium
- Diagnose und Überwachung von Stoffwechselerkrankungen oder systemischen Erkrankungen, die Nierenfunktion, endokrine Störungen und Erkrankungen oder Störungen der Harnwege betreffen

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 128364

€ 19,90
€ 15,95
~~€ 16,90~~


NobiStrip Expert

- Feste Urin-Kunststoffstreifen mit voneinander getrennten Reagenzfeldern
- Hohe Ascorbinsäure-Resistenz
- Für den semiquantitativen Nachweis folgender Analyten im Urin (Liste auf der Dose): Spezifisches Gewicht, pH, Leukozyten, Nitrit, Protein, Glukose, Ketone, Urobilinogen, Bilirubin und Blut
- Optisch ablesbar oder mit optionalem Analysegerät Mission® U500 auszuwerten

Packung mit 100 Teststreifen
Best.-Nr. 124176

Mit
Covid-19 Ag und
IgG/IgM/AG
Test



NEU!
SOB (Shortness
of Breath)
Tests

Exdia TRF Analyser Plus

Schnelle Diagnostik vieler Parameter auf nur einem Analyser

- Ergänzung der kardialen Differenzialdiagnostik mit den Cardiac Markern und D-Dimer
- Differenzierung respiratorischer Infektionen mit den Strep A, Influenza und Covid-19 Tests
- Weitere Tests: Covid-19 IgG/IgM, CRP, PCT, B-hCG, i FOB
- Probenmaterial: Vollblut/Serum und Plasma
- Einfache Handhabung und mobil einsetzbar im Akkubetrieb
- Intuitive Menüführung am LCD-Touchscreen
- Einbindung in die Praxis-EDV
- Maße: 210 × 182 × 275 mm

Best.-Nr. 126859

€ 1.495,00

Testkit	Anzahl	Best.-Nr.	€
Troponin I	10 Stück	126879	59,00
NT-proBNP	10 Stück	126880	89,00
D-Dimer	10 Stück	126881	59,00
iFOB	20 Stück	126882	45,00
PCT	20 Stück	126884	198,00
B-HCG	20 Stück	126885	50,00
Influenza A+B	20 Stück	126886	118,00
COVID-19 Ag	20 Stück	126889	114,00
COVID-19 IgG/IgM	20 Stück	126891	159,00
SOB: Troponin / D-Dimer / NT-proBNP	10 Stück	128308	190,00

Aktionspaket sita + Hocker

sita Variationsliege

- Rückenlehne und Beinteil separat und stufenlos bis zur Waagerechten verstellbar (185 × 50 cm)
- Große Polsterfläche (Farbe frei wählbar), gepolsterte Armauflagen, inkl. Nackenrolle
- Untergestell aus Stahl, stabile Mechanik
- Wahlweise mit oder ohne Doppelrollen
- Doppelrollen Ø 10 cm, einzelgebremst, total feststellbar
- Maße Sitzfläche: 50 × 55 × 49 cm (B × H × T)
- Maße Gesamt: 63 × 126 × 82 cm (B × H × T)
- Belastbarkeit: 220 kg

Arbeitshocker

- Mit Ringauslösung
- Sitzpolster Ø 36 cm, 7,5 cm (Farbe frei wählbar)
- Sicherheitsrollen Ø 5 cm
- Höhenverstellbar 46 – 58 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Rollen	123957	1.185,00
mit Rollen	123958	1.295,00

Multiline Next IT

Mit 4 Motoren

- Stufenlose Verstellung von Rücken-, Sitz und Beinteil
- Sitzposition bis Trendelenburg- / Schocklagerung
- Rücken -5° – 78°, Sitzteil, 0 – 22°, Beinteil 0 – 90°
- Polster 7,2 cm (Farbe frei wählbar, Premiumpolster ohne Aufpreis)
- Doppelrollen Ø 10 cm

- Höhenverstellbar 54 – 75 cm
- Belastbarkeit: 220 kg
- Maße: 196 × 60 × 54 cm (L × B × H-Einstieg)
- Vom TÜV geprüft und zertifiziertes Produkt

Best.-Nr. 123248

€ 3.040,00



GREINER Polsterfarben compact

White	Mint	Cyan	Petrol	Lightgrey
Stone	Anthracite	Black	Beige	Brown
Mocca	Chocolate	Sky	Atoll	Navy
Purple	Citron	Orange	Rosso	Fuchsia

GREINER Polsterfarben premium

Super weich und zugleich strapazierfähig
Abriebfestigkeit nach Martindale > 300.000 Zyklen

Aufpreis sita: € 135,00 Aufpreis Hocker: € 19,00

White	Lightgrey	Anthracite	Grass	Mocca
Chocolate	Carmin	Aqua	Navy	Black



Abb. zeigt Zusatzoptionen

**GRATIS
dazu!**
Premium-
polster



Weitere Farben
und Zubehör
auf Anfrage.
Gewünschte
Polsterart und
-farbe bei
Bestellung bitte
angeben.



HAEBERLE

bravo® Tablet-Wagen 4

- Trägerprofil 900 mm hoch
- 1 Tablet-Halter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12 mm, Traglast bis ca. 1,5 kg
- Umlaufender Quad-Schiebegriff, Aluminium pulverbeschichtet (RAL 9006) auch als Normschiene für Zubehör nutzbar, Traglast bis ca. 5 kg
- 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung
- 1 Ablagekorb, vorne am Trägerprofil, Traglast bis ca. 5 kg, homogene Beladung
- 1 Fahrgestell mit Doppelrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
- Maße: 575 × 575 × ca. 1450 mm mit Tablethalter (ohne 1105 mm) (B × T × H)

Best.-Nr. 127692

€ 795,00



NEU!

Smarter
Quad-Schiebegriff
für Zubehör oder
einfaches Schieben

bravo® Tablet-Wagen 3

- Trägerprofil 780 mm hoch
- 1 Ablageplatte 1 aus Metall, 500 × 390 mm (B × T)
- 1 Ziehgriff
- 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung
- 1 Tablet-Halter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12 mm, Traglast bis ca. 1,5 kg
- 1 Fahrgestell mit Doppelrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
- Maße: 575 × 575 × ca. 1330 mm (B × T × H)

Best.-Nr. 127693

€ 795,00



fuego Tablet-Wagen, ABS

- 1 Trägerprofil 800 mm hoch
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500 × 390 mm (B × T)
- 1 Tablet-Halter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12 mm, Traglast bis ca. 1,5 kg
- 1 Kabelklammer
- 1 Schiebegriff
- Maße: 545 × 572 × 1320 mm (B × T × H)

Dekorfarben	Best.-Nr.	€
grau	128334	940,00
blau	128335	940,00



Haeberle Dekorfarben



Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe der Dekorstreifen angeben!

LIKAMED®

Geringer Platzbedarf. Hoher Komfort.

SENSA® Flex

Speziell entwickelt für:

- Onkologische Tageskliniken
- Infusions- und Transfusionsmedizin
- Allgemeinmedizinische Praxen



Das zeichnet die SENSА® Flex Liegen aus:

- Rücken-, Sitz- und Fußteil (A3 / A4) sowie Höhenhub (A4)
- Stufenlos motorische Einstellung von der Sitz-, Komfort- und Bettposition bis in die Schocklagen- oder Trendelenburgposition
- Rollen 7,5 cm mit Einzelarretierung (A3)
- Rollen 10 cm mit Zentralarretierung (A4)
- Komfortables, weiches Polster
- Umfangreiches Zubehör wie z. B. Papierrollenhalter, Schiebegriff, größere Rollen usw. auf Anfrage
- Maße: 199 × 85 cm (L × B)
- Maximale Belastung: 200 kg



SENSА® FLEX A3
Best.-Nr. 119564 € 2.161,00
SENSА® FLEX A4
Best.-Nr. 120842 € 2.715,00



- Standard Polsterfarben
- Sonderfarben
- Optional mit antimikrobieller Oberfläche möglich

GRATIS dazu!

Zubehör im Wert von € 200 frei nach Wahl



Sonderfarben gegen Aufpreis. Zu den frei wählbaren Optionen berät Sie Ihr Co-med Fachhändler!

€ 259,-

Best.-Nr. 114108

~~€ 299,-~~

mulimed – otosillo® professional Gehörgangspülgerät

- Mit Einmaldüsen – lt. EU-Empfehlung
- Automatische Rücklaufsperrung direkt hinter der Einmaldüse – zur Vermeidung der Kontamination des Gerätes mit Spülwasser aus dem Gehörgang
- Immer die richtige Spülwassertemperatur mit der otosillo® Temperatur-Test-Card
- Pulsierender Spülstrahl mittels Kolbenpumpe
- Spritzschutzplatte durchsichtig, aufsteckbar
- Robuster Wasserschlach – im Gegenteil durchsichtig zur Hygienekontrolle
- Abnehmbarer Wasserbehälter mit Deckel und Automatikventil zum Wassertransport
- 2 Jahre Garantie – praxisbewährt seit vielen Jahren



Zubehör

- Einmaldüsen
 - Rein verpackt – nicht steril
- Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 114109 € 33,90

mulimed – otosillo® professional
komplett mit 100 Stück Einmaldüsen

HERBST-WINTERAKTION



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.




Mit der kostenlosen **MELAconnect App** können Sie den Gerätestatus Ihres **MELAtherm®10 Evolution** bequem von jedem Ort in Ihrer Praxis abrufen. Dokumentenverwaltung, Seal Check Funktion und Fehlerbehebungs-Tool bieten weitere Vorteile für einen noch effizienteren Workflow.

Jedes Paket
€ 9.799,-
MELAtherm® 10

- Aktive Trocknung
- Aufnahme der Prozessmedien und des Dosiermoduls im Gerät
- Integrierte Dokumentations-Schnittstellen
- Praxisoptimierte Aufbereitungs-Kammer

MELAtherm® Ausstattungspakete
Chirurgie

(auch für Dermatologie und Orthopädie)


HNO

Gynäkologie

Jedes Evolution-Paket
€ 11.175,-
MELAtherm® 10 Evolution zusätzlich neue und einzigartige Innovationen

- Großes Smart-Touch Display mit Videofunktion
- Chargenfreigabe ProControl
- AquaBoost Technologie
- MELAconnect Schnittstelle

bestehend aus:

MELAtherm®10 DTA inkl. CF-Card, Basiskorb mit Injektorschiene und 11 Blindschrauben, Flexkorb 6, 2 x Flexkorb 3 (Hohlkörperadaptionierung auf Anfrage)

Gesamtpreis
Best.-Nr. 116843
~~€ 10.834,00~~
Gesamtpreis Evolution
Best.-Nr. 123977
~~€ 12.209,00~~
bestehend aus:

MELAtherm®10 DTA inkl. CF-Card, Basiskorb mit Injektorschiene und 11 Blindschrauben, Flexkorb 3, Flexkorb 2, Instrumentenkorb kompakt, Ohrtrichter-Aufsatz für Flexkorb 2, Aufsatz für Flexkorb, mit Klammern (Hohlkörperadaptionierung auf Anfrage)

Gesamtpreis
Best.-Nr. 114725
~~€ 10.890,00~~
Gesamtpreis Evolution
Best.-Nr. 123976
~~€ 12.265,00~~
bestehend aus:

MELAtherm®10 DTA inkl. CF-Card, Basiskorb ohne Injektorschiene, Flexkorb 6, 2 x Flexkorb Spekula

Gesamtpreis
Best.-Nr. 114726
~~€ 10.802,00~~
Gesamtpreis Evolution
Best.-Nr. 123975
~~€ 12.177,00~~
Vacuklav® 23 B+

- Der weltweit meist verkaufte »Klasse-B«-Autoklav erfüllt die höchsten Ansprüche der EN 13060
- Für die Sterilisation von »semikritisch A/B und kritisch A« und sogar von »kritisch B« Instrumenten
- Maximale Beladung von bis zu 5 kg verpackten Instrumenten
- Selbsterklärende und einfache Bedienung
- Kurze Betriebszeiten inkl. fraktioniertem Vorvakuum und Trocknung
- Es sind vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten anschließbar: CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk

bestehend aus:

Vacuklav® 23 B+	€ 9.486,00
MELAflash® CF-Card Printer	€ 704,00
Halterung A Plus	€ 175,00
3 Tablett	€ 228,00
MELAcontrol® Pro	€ 254,00
Gesamtpreis	€ 10.847,00

* Mietangebote vorbehaltlich einer Bonitätsprüfung. Ein Angebot der Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG.



* Fragen Sie Ihren ortsnahen Fachhändler!



MELAflash CF-Card-Printer





Die HEINE Dermatoskope!



- **Extrem scharfe Abbildung mit neuem achromatischen HEINE Optiksystem**
- 10-fache Vergrößerung
- Hervorragende Farbtreue aufgrund LED^{HQ}
- Helligkeit in 3 Lichtstärken
- Autoklavierbare Kontaktscheibe mit Skala
- Digitale Dokumentation mit exkl. HEINE DERManager und/oder mit HEINE Cube Systeme
- Polarisiertes und nicht-polarisiertes Licht
- Schnelles Wechseln von Kontakt- zu kontaktloser Untersuchung

Lieferumfang:

Dermatoskop, Kontaktscheibe mit Skala, USB-Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui



1

€ 1.259,-

Best.-Nr. 124169

~~€ 1.322,70~~

2 Zubehör

Ladestation für DELTA 30

Best.-Nr. 125086

€ 188,00



2



3

AB € 899,-

Best.-Nr. 124170

~~€ 936,60~~

3 HEINE DELTAone

- Sichtfeld von echten 21 mm (Linse 22 mm)
- Passt in jede Kitteltasche

Farbe	Best.-Nr.	€
Standard Edition (schwarz-silber)	124170	899,00
White Edition (weiß-silber)	125085	939,00

1 HEINE DELTA 30

- Größtes Sichtfeld mit echten 30 mm (Linse 32 mm)
- Ergonomische Handhabung durch abgewinkeltes Produktdesign



4

4 HEINE mini-c

- Sichere Augenuntersuchung dank getesteter photobiologischer Sicherheit
- Komfortabel und ergonomisch
- Natürliche Farben und praktisch unbegrenzte Lebensdauer dank der LED^{HQ}
- Automatische Abschaltung in der Tasche dank Halteclip mit Ein- / Ausschalter
- 20.000 Schaltzyklen garantiert
- Austauschbare Batterien (Größe: AAA)

Best.-Nr. 126367

€ 42,50



Weiteres Zubehör auf Anfrage: Adapterschale für iPhone und Universal Smartphone Connector, kleine Kontaktscheibe usw.

Mein Co-med Fachhändler: (siehe Übersicht Seite 15)

Bestellungen bitte nur per Fax: 0 64 41 / 5 69 47 - 22 oder per eMail an: marketing@co-med.de

Ich (Wir) bestellen unter ausschließlicher Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Verkäufers. Die AGB können unter www.co-med.de eingesehen werden und werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Die Aktion ist bis zum 31.12.2022 gültig.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung (Farbe)	Menge	Einzelpreis / €

Rechnungsanschrift

Firma/Praxis _____

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____ Fax _____

Datum/Unterschrift _____

Bestellhinweise:

1. Alle Möbel werden, sofern nicht anders angegeben, kartonverpackt ohne Montage geliefert. Bei **Aufstellung, Montage und Installationen** vor Ort fallen zusätzliche Kosten an. Fordern Sie ein individuelles Angebot an.
2. Ein Kaufvertrag kommt mit dem ortsnahen Co-med Fachhändler zustande, der die Bestellung bearbeitet. Bei Großgeräten und Praxismöbeln kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.

3. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren ortsnahen Co-med Fachhändler. Diesen finden Sie auf Seite 15. Unsere Zentrale unter **0 64 41 / 5 69 47-0** hilft Ihnen gerne weiter.
4. Das Angebot gilt nur so lange der Vorrat reicht.
5. Bei Bestellungen unter € 90,00 werden Ihnen € 6,90 Versandkostenpauschale berechnet.
6. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
7. Kein Verkauf an Privatpersonen.

Bitte entschuldigen Sie, wenn Artikel aufgrund unerwarteter, hoher Nachfrage dennoch ausverkauft sein sollten.

Die verwendeten Bilder stammen teilweise aus Bilddatenbanken (sofern es sich nicht um Produktabbildungen handelt).

Wenn nicht gesondert vermerkt, stammen die verwendeten Fotos von fotolia.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.