

1/2022



Aktuell

# FRÜHLINGSAKTION

Gültig vom 11.03.2022 bis 30.06.2022

SERVICE  
LOGISTIK KUNDENNÄHE  
**KOMPETENZ**  
QUALITÄT BERATUNG



## Medikamenten- / Impfstoffkühlschränke nach DIN 58345

Lagern Sie Ihre Impfstoffe und Medikamente sicher



### HC 302 DIN / HC 502 DIN

#### Mit Kompressortechnik

- Beleuchtetes Digitalthermometer in der Tür
- Wertspeicher der Min./Max.-Temperaturen zur Überwachung der Innenraumtemperatur
- 3 rollengelagerte Metallschubladen mit transparenter Kunststofffront, ¾ Auszug
- Mit Türschloss und LED-Innenbeleuchtung
- Digitale Betriebsstatus-/Fehleranzeige
- Türalarm nach 20 Sekunden
- Gehäusefarbe: Weiß
- Temperaturbereich: 2 – 8 °C (nicht einstellbar)
- Türanschlag rechts – nicht wechselbar
- **Potenzialfreier Kontakt zur Fernwartung**
- **Optisches und akustisches Signal bei Temperatur Über-/Unterschreitung**
- **Optisches und akustisches Signal bei Stromausfall für mind. 12 Stunden**



	Modell 302 DIN	Modell 502 DIN
Bruttovolumen (Liter)	33	49
Nettovolumen (Liter)	29	43
Energieverbrauch (kWh/24h)	0,42	0,44
Abmessungen (H x B x T) mm	580 x 422 x 450	592 x 486 x 494
<b>Best.-Nr.</b>	<b>120030</b>	<b>120031</b>
<b>Preis €</b>	<b>1.185,00</b>	<b>1.310,00</b>



Weitere Modelle, auch nicht DIN-konform, auf Anfrage!



Welcher Medikamenten-  
kühlschrank ist der richtige?



**BRUNE MEDIZINTECHNIK**  
Otto-Schott-Straße 21  
73431 Aalen

Telefon 07361 9397-0  
Telefax 07361 9397-17  
info@brune-medizintechnik.de  
www.brune-medizintechnik.de

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer.  
Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.

Besuchen Sie uns im Web unter: [www.brune-medizintechnik.de](http://www.brune-medizintechnik.de)



BOSCH  
+SOHN **boso**

# Gesundheit ist Vertrauenssache. Blutdruck messen ist boso.



**€ 45,95**  
~~€ 55,80~~

## medicus uno

### Das ideale Gerät für das kleine Budget.

- Intelligente Aufpumpautomatik für schonendes Aufpumpen ohne Nachpumpen
- Große 3-Werte-Anzeige
- Anzeige von Herzrhythmusstörungen zum Erkennen von z. B. Vorhofflimmern
- Speicherung der letzten Messung
- Optionales Netzteil und XL-Manschette anschließbar
- Mit Batterien, Blutdruckpass, Standardmanschette (Armumfang 22 – 32 cm)
- 3 Jahre Garantie

Best.-Nr. 154576

€ 45,95

## Zubehör

**XL-Manschette** (Armumfang 32 – 48 cm)

Best.-Nr. 117057

€ 26,50

**Netzgerät für digitale Blutdruckmessgeräte**

Best.-Nr. 110080

€ 19,50



## bososcope cardio

- Kardiologie-Doppelkopf-Stethoskop für eine perfekte Auskultation
- Sehr gute Akustik
- Individuelle Anpassung der Ohrbügel
- Ohröfen in verschiedenen Härtegraden für einen perfekten Sitz
- Doppelkopf-Bruststück in Edelstahl-Verarbeitung
- Patientenfreundlicher Kälteschutzring für Membrane und Trichter
- Membrane Ø 4,4 cm, Trichter Ø 3,2 cm
- Mit Ersatzmembrane
- Latex- und nickelfrei
- 3 Jahre Qualitätsgarantie

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	116826	45,95
pink	116827	45,95

**NEU!**



**€ 28,95**  
~~€ 31,90~~

## clinicus II für Kinder

### Das unverwüstliche Hand-Blutdruckmessgerät für Klinik und Praxis

- Mit Shock-Protection
- Überdrucksicheres Manometer mit großer Skala Ø 60 mm
- Seitlicher Schlauchanschluss
- Klett-Manschette
- Lieferung im Etui mit Reißverschluss
- Mit bunter Kindermanschette (Armumfang 14 – 21 cm)

Best.-Nr. 172551

€ 28,95

FRÜHLINGSAKTION

Co-med



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produktanweisung werden separat berechnet.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.

**MPE-E Personenwaage mit Stativ III**

- Hinterleuchtetes LCD-Display mit Zweitanzeige an der Rückseite
- Hold-, BMI-, Mutter-Kind-Funktion
- Datenschnittstelle RS-232
- 2 Transportrollen
- Maße: 365 x 570 x 1030/2134 mm (B x T x H/H mit Messstab)
- Tragkraft: 250 kg
- Gewicht: 12 kg
- Batteriebetrieb (inkl. Batterien), Netzgerät optional



Inkl. Eichgebühr

**439,-**  
 AB € ~~489,-~~

**MPE-E ohne Messstab**

Best.-Nr. 123130

€ 439,00  
 inkl. Eichgebühr

**MPE-E mit Messstab**

Best.-Nr. 123131

€ 455,00  
 inkl. Eichgebühr

**Zubehör**

**Netzgerät**

Best.-Nr. 123164

€ 47,00

**Schnittstellenkabel RS-232**

Best.-Nr. 117699

€ 48,00



Kern Markenshop



**€ 1.095,-**  
~~€ 1.390,-~~

Best.-Nr. 124928

**OBL 145 Phasenkontrastmikroskop**

- Binokular
- Siedentopf Tubus 30°, 360° drehbar
- Objektiv: 4x/PH10x/PH40x/100x
- Okular: HWF 10 x 20 mm Durchmesser
- Beleuchtung: 20 W Halogen (Durchlicht), stufenlos einstellbar
- Infinity E-Plan
- Einseitiger Dioptrienausgleich



Phasenkontrastkondensator

Ein Mikroskop für Ihre Arztpraxis



**KaWe med.lux Pen**

- Diagnostikleuchte mit Druckschalter
- Manuell anpassbarer Metallclip
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse – eloxiert, kratz- und stoßfest und einfach zu desinfizieren
- Dauerlichtfunktion
- LED mit 3.200 K und mind. 50.000 Std. Lebensdauer
- Photobiologische Verträglichkeit gemäß EN62471
- Inkl. hochwertiger Alkali-Mangan Batterien (2 Stück)
- Ca. 20.000 Anwendungen mit einem Batteriesatz
- Maße: 137 x 12 mm (L x Ø)
- Gewicht: ca. 20 g (ohne Batterien)



**KaWe EUROLIGHT F.O. 30 Otoskop**

- 2,5 V Xenon-Lampe
- Clic-Verschluss
- Metall-Batterie-/Ladegriff C
- Rheostat dimmbar
- Optional aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge 4000 in Verbindung mit Akku

Best.-Nr. 118080

€ 135,00



**KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED Otoskop**

- 2,5 V LED-Lampe
- Clic-Verschluss
- Metall-Batteriegriff C

Best.-Nr. 110678

€ 145,00

**Lieferumfang:**

KaWe EUROLIGHT F.O. 30 / 30 LED, je 10 x Einweg-Ohrtrichter Ø 2,5 mm und Ø 4,0 mm, Tasche, ohne Batterien (benötigt werden 2 Stück)

**Gleich mitbestellen!**

**Batterie Baby LR 14**

Abgabereinheit: 20 Stück

Best.-Nr. 118974

Stück € 0,80

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	127328	9,40
silber	127329	9,40
rot	127330	9,40
blau	127331	9,40
violett	127332	9,40
grün	127333	9,40

**seca**

**seca 799 III**

**Flexible elektronische Säulenwaage**

- Standortunabhängig durch Batteriebetrieb
- Einfach zu transportieren
- TARA, HOLD, BMI-Funktion
- Messstab seca 220 optional erhältlich
- Batteriebetrieb (Netzgerät seca 447 optional)
- Mit automatischer Abschaltautomatik
- Tragkraft: 200 kg (100 kg < 150 kg > 200 g)
- Maße: 294 × 831 × 417 mm (B × H × T)
- Gewicht: 6,3 kg

Optional –  
Messstab seca 220

Display

Inkl. Eichgebühr

**€ 429,-**  
~~€ 449,-~~

Best.-Nr. 294643

**Zubehör**

**seca 220 Messstab**

- Leichtes Ablesen durch seitliche Bedruckung
- Abriebfeste Skala
- Messbereich: 60 – 200 cm

Best.-Nr. 210280 **€ 99,00**

**seca 447 Netzgerät**

- Für seca 799 und 878

Best.-Nr. 281481 **€ 55,00**

Dr Müller

seca

Gehen Sie auf [www.seca.com/doctorscale](http://www.seca.com/doctorscale), geben Sie einen Text Ihrer Wahl ein und erhalten Sie in wenigen Tagen Ihre individualisierte Designblende (gegen Aufpreis).



**seca 878 dr III**

**Mobile Flachwaage**

- Mit Mutter/Kind-Funktion
- Große Nivellierfüße für hohe Standfestigkeit
- Batteriebetrieb (Netzgerät seca 447 optional)
- Doppeltes Display für das Ablesen aus verschiedenen Positionen
- Zwei Push-Buttons für müheloses Bedienen mit der Fußspitze
- Individualisierbare Designblende optional
- Tragkraft: 200 kg (100 g < 150 kg > 200 g)
- Maße: 321 × 60 × 361 mm (B × H × T)
- Gewicht: 4,1 kg

Inkl. Eichgebühr

**€ 299,-**  
~~€ 332,-~~

Best.-Nr. 119930

diatec  
Audiologische Diagnostik

MAICO



**GRATIS**  
dazu!  
Lärmprogramm  
Wert € 480,-

**PC Audiometer MA 33 KL für Luft- und Knochenleitungsmessungen – MDR zertifiziert**

- Schnelle Auswertung nach **Lärm I und II**
- Anzeige der **altersabhängigen Grenzkurve**
- Inkl. Transporttasche für unterwegs
- Einbindbar in Praxis-EDV

**Lieferumfang:**

Gerät, Luftleitungshörer mit DD65, Knochenleitungshörer, Patientenantworttaste, Tonaudiometrie-Software, USB-Kabel, Tasche

Best.-Nr. 123393 **€ 1.950,00**

Einsatz aller Hörtestgeräte  
abrechenbar für Haus-  
und/oder Kinderarzt nach  
EBM 04335 und 03335.



**AB € 2.079,-**  
~~€ 2.190,-~~

**Piloten-Hörtest – MDR zertifiziert**

- Hörschwellenmessung gemäß Kinderrichtlinie
- Spielerischer Abfragetest für Kinder ab 3 Jahren in 15 Sprachen

Best.-Nr. 123402 **€ 2.079,00**

• zusätzlich mit MAICO Sessions Tonaudiometriesoftware  
Best.-Nr. 124510 **€ 2.369,00**

FRÜHLINGSAKTION

Co-med




Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.

## Spitzenqualität für Spitzenkräfte

Mit sterilen Einmalinstrumenten von Fuhrmann entscheiden Sie sich für eine optimale Versorgungsqualität. Warum?



Das sehen Sie hier im Video!



[www.fuhrmann.de/co-med](http://www.fuhrmann.de/co-med)

Bestellen Sie auch gleich Ihr persönliches **GRATIS-Musterpaket**.

### Ihre Vorteile:

- Jederzeit verfügbar
- Zuverlässige Hygiene
- Wiederaufbereitung entfällt
- Weniger Dokumentation
- Zeit & Kosten sparen
- Rückführung in den Wertstoffkreislauf



# Spitzenkraft

Sofort einsatzbereit, steril und funktionsfähig. Verlassen Sie sich auf konstante Qualität und eine einfache, sichere Handhabung.



Einzel oder im Set – vielfältige Lösungen für eine sichere Patientenversorgung finden Sie jetzt im aktuellen Co-med Katalog.



AB € **39,95**  
€ 50,75


### Standard-Sortiment:



### Für mehr Präzision – die Feinen:



### Für Ihr Fachgebiet:



# Hochklassige Touchscreen Überwachungsmonitore

## S10 (10,4") / S12 (12,1")

- TFT Voll-Touchdisplay Überwachungsmonitor
- 27 verschiedene Arten der Arrhythmie-Analyse
- Bis zu 3 Wellen (EKG, SpO<sub>2</sub>, Atmung)
- Kategorisierte Alarmer (3 Prioritätsstufen)
- Visueller Alarm und Herzfrequenzton
- Early Warning Score (EWS) – zur Einschätzung der Dringlichkeit medizinischer Maßnahmen
- Glasgow Coma Scale (GCS)
- Überwachung der Atemwege bei Neonaten
- Trendspeicher 180 Stunden
- Zentrale Überwachungs-Software für bis zu 66 Monitore (optional)
- 4 Stunden Akku-Laufzeit / bis zu 8 Stunden (optional) erweiterbar
- Maße S10: 288 × 236 × 168 mm (B × H × T)
- Maße S12: 320 × 262 × 175 mm (B × H × T)
- Gewicht: ca. 4 kg

### Lieferumfang:

Monitor, 1 × 5-adriges Patientenkabel, 10 × Einwegelektroden, 1 × NIBP-Schlauch (3 m), 1 × Manschette für Erw. / wiederverwendbar, 1 × SpO<sub>2</sub>-Sensor-Verlängerungskabel (2 m), 1 × SpO<sub>2</sub>-Sensor für Erw. / wiederverwendbar, 1 × Thermodrucker, 1 × Rolle Druckerpapier

### S12 – optionale Erweiterungsmöglichkeiten:

ETCO<sub>2</sub>, IBP (Invasive Blutdruckmessung), Drip Monitor (Durchflusszähler Infusion)



Zubehör	Best.-Nr.	€
Rollstativ	126014	292,33
Central Monitoring System Software	126016	1.499,00
Halterung für Drägerschiene	126015	149,00
Wandhalterung	126017	249,00
Temperatursonde Haut	126018	69,00
Druckerpapier (25 Rollen)	126030	72,50



Monitor S10  
 € 1.519,-  
~~€ 1.599,-~~

Best.-Nr. 126012

Monitor S12  
 € 1.799,-  
~~€ 1.899,-~~

Best.-Nr. 126013



Weiteres Zubehör auf Anfrage!



## Facharzt Gynäkologie




### FC 1400 – Zwillingss Fetalmonitor

- Anzeige der Herzfrequenz 1 und 2, sowie Uteruskontraktion
- Separate Aufzeichnung der Kindsbewegung (Fetal Movement)
- Großes 4,3" Farbdisplay
- Einfach zu lesender Ausdruck im A5 Format / CTG Analyse

### Lieferumfang:

FC 1400 Fetalmonitor, 2 × US-Sonde, 1 × UC-Sonde, 1 × Event Marker, 1 × CTG Gurtset (3 Stk.), 1 × Thermopapier (151 mm × 30 m), 1 × Gel, 1 × Netzkabel



 € 1.799,-  
~~€ 1.999,-~~

Best.-Nr. 294099

### FC 700 – Single Fetalmonitor

- Ausdruck im DIN A4 Format
- Exakte Aufzeichnung der Herzrate
- Hohe Sensibilität der 1 MHz Sonde

### Lieferumfang:

FC 700 Fetalmonitor, 1 × US-Sonde, 1 × UC-Sonde, 1 × Event Marker, 1 × CTG-Gurt, 1 × Thermopapier (215 mm × 30 m), 1 × Gel, 1 × Netzkabel



 € 999,-  
~~€ 1.099,-~~

Best.-Nr. 294098

### Zubehör

	Best.-Nr.	€
Toko-Sonde für FC 700	115580	199,00
Thermopapier für FC 700	294101	5,80
Thermopapier für FC 1400	294102	5,95

 Ultraschallgel finden Sie auf Seite 12.

## FRÜHLINGSAKTION



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.



Ideale Erweiterung für Spirometer mit Spirotrac® Software

### Neues Vitalograph BT12 EKG

Die Bluetooth-Lösung für schnelle, genaue Ruhe-EKG-Messungen auf Ihrem PC

- Schnelle und einfache Echtzeitauswertungen mit 10-Sekunden-Testoption
- Sofortiges Feedback für den Anwender zum korrekten Elektrodenkontakt für fehlerfreie Aufzeichnungen
- Drahtlose Bluetooth-Verbindung liefert saubere EKG-Daten mit reduzierten Artefakten und vermeidet so unnötige EKG-Wiederholungen
- Automatische Messungen mit Interpretation (Glasgow-Algorithmus)
- Berechnung der Herzfrequenz mit akustischem und visuellem Signal unterstützt bei der Beurteilung
- Automatischer Austausch von Patientendaten und Testergebnissen mit der Praxissoftware über GDT erspart das Kopieren und Scannen von EKG-Berichten
- Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive

BT12 mit Spirotrac® 6 Software

Best.-Nr. 126345

€ 1.550,00

BT12 ohne Software

Best.-Nr. 126347

€ 1.250,00




### Neues Vitalograph ALPHA™ Connect

Das einfach zu bedienende All-in-One-Spirometer mit Touchscreen und integriertem Thermodrucker zur Verwendung mit und ohne PC

- Geringe Testkosten pro Patient durch nachhaltigen Messkopf vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“
- Erfüllung der Experten-Empfehlungen in Bezug auf Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter und damit Sicherheit für Patienten und Personal (Covid-19)
- Intuitiv einfache Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll)
- Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Optimierte Arbeitsabläufe durch kabellosen Datenaustausch mit Ihrer Praxissoftware oder KIS via GDT und HL7

Best.-Nr. 126343

€ 1.890,00



### Neues Vitalograph Pneumotrac™

Das PC-Spirometer für die schnelle, einfache und exakte Spirometrie in Praxis und Klinik

- Geringe Testkosten pro Patient durch nachhaltigen Messkopf vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“
- Erfüllung der Experten-Empfehlungen in Bezug auf Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter und damit Sicherheit für Patienten und Personal (Covid-19)
- Erleichterte Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll) durch neue Spirotrac 6 Software
- Animationen für Kinder und Interpretation der Messungen
- Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Einfache Anbindung an die Praxissoftware via GDT und HL7
- Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive

Best.-Nr. 126342

€ 1.390,00



### Zubehör



€ 39,-  
~~€ 49,-~~

BVF™ Bakterien-Viren-Filter

Best.-Nr. 290977

- Schützen Patient, Personal und Gerät vor Kontamination

Packung mit 50 Stück

Vitalograph BVF™ Filter Technology	Optimale Hygiene	Niedrige Folgekosten

### ECO-BVF™ Set mit Nasenklemme

- Praktisches Set aus Filter und Nasenklemme im Polybeutel

Packung mit 75 Stück

Best.-Nr. 126818

€ 81,00

# SCHILLER Defibrillator

## FRED PA-1 vollautomatischer Defibrillator

- Höchste Benutzerfreundlichkeit
- Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn der Deckel aufgeklappt wird
- Schnelles Analysesystem und sofortige Schockabgabe möglich
- Optimierung auf klare Schritte: 1-2-3
- Vorangeschlossene, sofort zugängliche Elektroden
- Regelmäßige automatische Selbsttests
- Nicht verstandene Sprachanweisungen können über „REPEAT“ wiederholt werden
- Klare Anzeige des Funktionsstatus
- Datenspeicherung von bis zu 2 Stunden, inkl. 500 Ereignissen
- 10 Jahre Geräte-Garantie
- Batterielebensdauer ca. 6 Jahre
- Sehr leicht
- Auch als Halbautomat erhältlich



Einweisungspflichtig nach MPG

### Lieferumfang:

Gerät FRED PA-1, 6 Jahres Batterie, 1 Paar Defi-Elektroden Erw. vorkonnektiert RFID, Notfallkit

€ 1.090,-  
~~€ 1.249,-~~

Best.-Nr. 122798

### Zubehör

#### FreeCPR

- Rückmeldung über die Frequenz der Herzdruckmassage

Best.-Nr. 123545



€ 300,00

Unverzichtbares  
Defibrillator-Zubehör



## Ergometrie CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL plus – PC-EKG-System




Abb. ähnlich



### Erweitern Sie das System

#### Spirometrie – Ultraschallbasierend SpiroScout SP plus

- Kein Atemwiderstand für höchsten Patientenkomfort
- Große Auswahl an Sollwerten (GLI, Z-Score)
- Sehr hohe Genauigkeit bei tiefen Flussraten
- Wartungs- und kalibrationsfrei
- Keine Reinigung nötig

Best.-Nr. 123895

€ 1.790,00

### Ergometrie CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL plus

Best.-Nr. 123801

€ 14.090,00

#### Bestehend aus:

CS-104 Software, ExecExpert, Befundtextvorlagen, Worklist, Kommunikationslizenz, DELL PC Mini, Flachbildschirm 23,8", Tastatur & Maus, Trolley X4, Trenntrafo, Ablageboden, Halterung für FT-1, CARDIOVIT FT-1, USB-Kabel, EKG-Papier, Adapterkabel für Sauganlage, Sauganlage DT-80 T, Montagesatz, Steuerkabel, SEMA3 Office System, mit Sana Bike 1000



#### CARDIOVIT FT-1

- Autarker PC-EKG-Rekorder
- EKG-Abtastrate 32.000 Hz
- 8" EKG-Display



Zubehör	Inhalt	Best.-Nr.	€
Einmal-Mundstück	50 Stück	123920	69,50

## FRÜHLINGSAKTION



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.

# LIEBHERR

## Kühlgeräte zur Medikamenten- und Impfstofflagerung

### Sicherheit nach DIN 58345 mit LIEBHERR-Kühlgeräten

- Einhaltung einer Betriebstemperatur von +2 °C bis +8 °C
- Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C
- Geräuschemission von unter 60 dB(A)
- Optische und akustische Warnvorrichtung für Hoch- und Tieftemperaturalarm
- Vorbereitung zur Aufzeichnung der Betriebstemperatur
- Optischer und akustischer Netzausfall-Alarm für mind. 12 h (Stromausfall-Alarm)
- Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter +2 °C
- Mechanische Belastungsfähigkeit der Einbauten mind. 100 kg/m<sup>2</sup>
- Abschließbare Tür
- Maße: 601 x 618 x 820 mm (B x T x H)



**AB € 1.499,-**  
~~€ 1.609,-~~

Welcher Medikamenten-  
kühlschrank ist der richtige?



Modell	Brutto- inhalt	Best.-Nr.	€
<b>1</b> MKUv 1610-23	142 Liter	<b>126159</b>	<b>1.499,00</b>
MKUv 1613-22 mit Isolierglastür	152 Liter	<b>126157</b>	<b>1.642,00</b>
MKUv 1610-23.H63	142 Liter	<b>126653</b>	<b>1.895,00</b>
<b>2</b> MKUv 1613-22.H63 mit Isolierglastür	152 Liter	<b>126654</b>	<b>1.999,00</b>



### SmartMonitoring – Optimaler Warenschutz und erhöhte Sicherheit für Ihre Prozesse

- Zuverlässige Vernetzungskomponenten
- Einsatz von Cloud-Diensten ermöglichen jederzeit den Abruf und die Auswertung der Messwerte und Betriebsdaten
- Umgehende Information bei Grenzwertverletzungen

Sie sind interessiert an der SmartMonitoring-Lösung?  
Fragen Sie Ihren ortsnahen Co-med Fachhändler.



Viele weitere Modelle auch mit  
größerem Volumen auf Anfrage erhältlich.

# UNTERSUCHUNGSLEUCHE

## Bestes homogenes Licht für sichere Diagnosen

### VISIANO LED

- Überzeugende Lichtleistung mit 60.000 Lux bei 50 cm Abstand
- Ideales Kontrastsehen dank 2 einstellbarer Farbtemperaturen (3.500 K und 4.500 K)
- Hygienisch durch antimikrobielle Hygienefunktion an wichtigen Leuchtenteilen und die geschlossene Bauweise
- Alles im Blick dank 21 cm großem, 4-stufig dimmbarem Lichtfeld
- Ideales Handling durch 360° Aktionsradius des Leuchtenkopfs und positionstrees Armsystem
- Hohe Verarbeitungsqualität für langlebigen Einsatz
- Geprüftes Medizinprodukt nach EN 60601-1
- Diverses Zubehör optional: Schienenbefestigung, Tischklemme, Rollstativ, Wandhalter und Verlängerungsarm

Pinversion für  
universelle Anbindung



**€ 835,-**  
~~€ 939,-~~



**€ 1.285,-**  
~~€ 1.516,-~~

Deckenbefestigung  
mit kürzbarem Deckenrohr



360° drehbar für maximale Lichtverfügbarkeit

## Waldmann W

ENGINEERS OF LIGHT



reddot award 2014  
winner



Modell	Best.-Nr.	€
Pinmodell (Zapfen 20-2 P TX)	<b>123181</b>	<b>835,00</b>
Deckenmodell (20-2 C T1)	<b>123180</b>	<b>1.285,00</b>

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer.  
Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme  
und Produkteinweisung werden separat berechnet.





# Untersuchungshandschuhe



**€ 29,95**

## OP-Handschuhe

### Gentle Skin® Premium OP™

- Anatomische Passform
- Mikrogeraut an den Fingern
- Polymerbeschichtung
- Puderfrei, steril

**Packung mit 50 Paar**

Größe	Best.-Nr.	€
6,0	158662	29,95
6,5	158922	29,95
7,0	158923	29,95
7,5	158924	29,95
8,0	158918	29,95
8,5	113160	29,95
9,0	112895	29,95



### Nitril® NextGen®

- Mikrogeraut
- Puder- und latexfrei
- Unsteril

**Packung mit 100 Stück**

Größe	Best.-Nr.	€
XS	112863	8,45
S	112864	8,45
M	112865	8,45
L	112866	8,45
XL	117975	8,45



### Gentle Skin® compact+

- Mikrogeraut
- Elastisch und reißfest
- Puderfrei, unsteril

**Packung mit 100 Stück**

Größe	Best.-Nr.	€
XS	124085	6,45
S	115637	6,45
M	121582	6,45
L	121581	6,45
XL	124086	6,45



### Vinyl 2000 PF

- Glatte Oberfläche
- Puder- und latexfrei
- Unsteril

**Packung mit 100 Stück**

Größe	Best.-Nr.	€
XS	158542	4,15
S	157548	4,15
M	157547	4,15
L	157546	4,15
XL	157549	4,15

### Suavel® Protect OP-Gesichtsmaske

- Nach EN 14683
- Mit elastischen Ohrschlaufen
- 3-lagig, unsteril
- Farbe: blau

**Packung mit 50 Stück**

**Best.-Nr. 124709 € 4,55**



### Heißsiegelbare flache Rollen

- Zum Verpacken von einzelnen Artikeln, kleineren Sets und Instrumentensets, Wäschepaketen
- Einhaltung der internationalen Normen
- Sichtkontrolle der Siegelnaht auf Unversehrtheit
- Faserfreies Aufreißen zur aseptischen Bereitstellung
- Siegelnahtfestigkeit verhindert Bersten im Autoklaven
- Ecksiegelung verringert Kontaminationsrisiko
- Sicherer Aufdruck
- Produktionsrückverfolgbarkeit bei jeder Verpackung
- Prozessindikatoren zur Unterscheidung zwischen verarbeiteten und unverarbeiteten Produkten (Dampf-, Ethylenoxid-, Formaldehydgas)
- Speziell entwickelte Materialien zur Gewährleistung von Keimfreiheit und mechanischer Festigkeit (9-lagige Multi-X9-/Verbundfolie)

**AB € 17,95**  
~~€ 18,95~~

**Rolle mit 200 m**

Breite	Best.-Nr.	€
10 cm	113830	17,95
12,5 cm	125960	24,55
15 cm	184258	26,55
20 cm	183065	37,95
25 cm	115014	46,95
30 cm	125954	64,95



## WIPAK STERIKING®

Steriking ist eine Marke der Wipak-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Finnland



### Sterilisationsmarker

- Wasserfest und wärmebeständig
- Zur dauerhaften Beschriftung von Sterilisiervpackungen
- Für alle Sterilisationsverfahren sowie Reinigungsautomaten zur thermischen Desinfizierung geeignet

**Packung mit 10 Stück**

Farbe / Spitze	Best.-Nr.	€
schwarz / 0,75 mm	125961	19,95
rot / 0,75 mm	125966	19,95
blau / 0,75 mm	125967	19,95
schwarz / 1,00 mm	125968	19,95

# Hände-, Haut- und Flächendesinfektion Infektionsschutz und Hautpflege

**RHEOSEPT®**

**Für alle Produkte der RHEOSEPT®-Serie gilt:**

- Schnelle und breite Wirksamkeit
- Exzellent bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid wirksam (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2)
- Wirksam gegen Grippe, Noro, SARS-CoV-2 und MRSA
- Hautfreundlich mit Dermatest „sehr gut“
- VAH-gelistet
- RKI-gelistet (RHEOSEPT – Hände- und Hautdesinfektion)



dermatest-garantie.de



**AB € 2,95**  
~~€ 4,18~~

**RHEOSEPT®-Händedesinfektion**

**Alkoholische Händedesinfektion für den medizinischen Bereich**

- Hygienisches und chirurgisches Händedesinfektionsmittel
- Ideale Pflege durch „Autorückfettungssystem“



**AB € 1,69**  
~~€ 1,99~~

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	124723	1,69
500-ml-Euroflasche	124725	4,45
1-Liter-Euroflasche	124726	8,95

**RHEOSEPT®-WD plus Wipes**

**Flächendesinfektion auf höchstem Niveau**

- Anwendungsfertige Schnelldesinfektion, alkoholfrei
- Getränktes Desinfektionstuch in zwei verschiedenen Größen
- Bis zu 3 m<sup>2</sup> Desinfektionsfläche
- Mehr Sicherheit durch Remanenzeffekt
- Aldehyd- und phenolfrei, bereits wirksam ab 1 Minute
- Schonend für medizinisches Material
- CE-zertifiziertes Medizinprodukt

Größe	Inhalt	Best.-Nr.	€
18 x 20 cm	30 Tücher	124727	2,95
27 x 29 cm	48 Tücher	124728	7,45

**RHEOSEPT®-HD gel**

**Hygienegel zur Händedesinfektion**

- Gel-Qualität – kein Tropfen
- Einfaches Auftragen auf die Haut ohne zu zerfließen
- Mit feuchtigkeitsspendendem Wirkkomplex und Panthenol
- Angenehm im Duft
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen



**AB € 1,99**  
~~€ 2,99~~

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	125803	1,99
500-ml-Euroflasche	125817	4,45
500-ml-Pumpflasche	125804	4,45



**RHEOSEPT-Hautdesinfektion**

**Alkoholisches Hautdesinfektionsmittel**

- Hautdesinfektionen vor Injektionen und Punktionen
- Hygienisches und chirurgisches Händedesinfektionsmittel

**250-ml-Sprayflasche**

Best.-Nr. 124724

€ 5,88



**RHEOSEPT®-Hände- und Hautdesinfektion / RHEOSEPT®-Hautdesinfektion**  
**Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten als arzneilich wirksamen Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g, Sonstiger Bestand- teil: Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut. **Gegenanzeigen:** RHEOSEPT®-Händedesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.  
**Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit RHEOSEPT® - Händedesinfektion können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Bitte teilen Sie dem Arzt oder Apotheker jede Nebenwirkung mit, die hier nicht aufgeführt ist.  
**Warnhinweise:** Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten. Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten. Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten. **Hinweise:** Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. RHEOSEPT®-Händedesinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum! Desinfektionsmittel für die Anwendung durch Angehörige eines Heilberufes oder speziell eingewiesene Personen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.



**Abrechenbarer Sprechstundenbedarf.**

Sie füllen das Rezept aus und wir rechnen direkt mit den Krankenkassen ab.



# Einzigartige Performance und glänzende Ergebnisse

## neodisher® MediClean advanced

### Hochkonzentrat

- Für die maschinelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten, inklusive MIC- und Mikroinstrumenten, Dentalinstrumenten, Anästhesie-Utensilien, Containern und anderen medizintechnischen Utensilien
- Für die manuelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauch- oder Ultraschallbad
- Mit besonders starker Reinigungsleistung bei geringem Produktbedarf aufgrund der einzigartigen Formulierung auf Basis von Alkalitätsspendern, Tensiden, Komplexbildnern und Enzymen
- Entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut, Protein, Fett, Schleim, Sekret und Knochenmehl
- Entfernt stumpfe Beläge und sorgt somit langfristig für eine optimale Haptik des Instrumentariums
- Reduktion von Biofilmen wurde in Anlehnung an ISO/TS 15883-5:2005 geprüft und bestätigt
- Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung
- Exzellente Materialverträglichkeit und damit materialschonend

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	127341	49,00
5-Liter-Kanister	127339	125,00
5-Liter-Eurokanister	127340	125,00
10-Liter-Kanister	127338	239,00



AB € 49,-

NEU!



Hygienemanagement  
– Praxisbegehungen



### Sekusept™ aktiv

- Leistungsstarke Komplettlösung für die aktive Reinigung und wirksame Desinfektion von medizinischen Instrumenten und Endoskopen
- Umfassendes Wirkspektrum (inkl. Bakterien, Sporen, Hefen und Viren)
- Materialverträglichkeit gegenüber allen gängigen Materialien geprüft und bestätigt
- RKI-gelistet (A,B)
- Viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVG 2008)



AB € 49,90  
€ 59,90

Inhalt	Best.-Nr.	€
1,5-kg-Eimer	157134	49,90
6-kg-Eimer	153671	159,00



Ihr Partner in der Sonographie



AB € 1,99  
€ 2,75

### SONOGEL Ultraschallgel

- Schleimhautverträglich
- Für die Gynäkologie geeignet
- Viskos, nicht tropfend
- Von führenden Geräteherstellern empfohlen
- 5-Liter-Cubitainer mit 250-ml-Leerflasche

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	113397	1,99
850-ml-Flasche	151115	3,95
5-Liter-Cubitainer	113436	14,45

Dermatologisch  
getestet

FRÜHLINGSAKTION



Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer.  
Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.



**€ 125,-**  
~~€ 132,-~~  
Best.-Nr. 124177

**Hitado BTastat**

- Wichtiger Baustein der nicht-invasiven Diagnostik zur Früherkennung von Harnblasentumoren
- Immunchromatografischer Schnelltest zum Nachweis des Blasen-tumor-Antigens im Urin mit Hilfe monoklonaler Antikörper durch Farbreaktion
- NUR drei Tropfen Urin für die Testdurchführung notwendig

**Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör**



**HemoCue® Hb 801 System**

- Hb-Bestimmung in weniger als 1 Sekunde
- Bestimmung der Absorption des Vollbluts am isobestischen Punkt von Hb/HbO<sub>2</sub>
- Leicht zu reinigen
- Großes Display mit Symbolen zur unkomplizierten Kontrolle von Abläufen und Ergebnissen
- „Let-go-grip“ – die Mikroküvette muss während der Messung nicht festgehalten werden
- Integrierter Selbsttest
- Probenmaterial: kapilläres oder venöses Vollblut (10 µL)
- Messbereich: 1,0 – 25,6 g/dL (10 – 256 g/L, 0,62 – 15,9 mmol/L)
- Maße: 143 × 87 × 45 mm
- Gewicht: < 250 g



**€ 599,-**  
~~€ 650,-~~



Ausführung	Best.-Nr.	€
Hb 801 System g/dL	126269	599,00
Hb 801 System mmol/L	126270	599,00
Zubehör	Best.-Nr.	€
Microcuvettes 4 × 50 Stück	126271	140,00
QC Hemotrol Duo normal 2 × 1 ml	126272	24,71
QC Hemotrol Duo high 2 × 1 ml	126273	24,71

**Quantitative Bestimmung von Vitamin D und COVID-19 neutralisierenden Antikörpern (NAb)**

**VHC Reader**

- Quantitative Bestimmung des gesamt 25-Hydroxy-Vitamin D (Vitamin D kann einem schweren Krankheitsverlauf entgegenwirken)
- Quantitative Titerbestimmung der COVID-19 neutralisierenden Antikörper (quantitativer Point-of-Care-Test zur Überwachung von neutralisierenden Antikörpern im Langzeitverlauf)
- Genaue und verlässliche Messergebnisse in 15 Minuten
- Speicher für max. 100 Messergebnisse
- Nur 10 µl Kapillarblut aus der Fingerbeere
- Messergebnis nach 15 Minuten verfügbar
- Keine Ringversuche, Wartungen oder Kontrollen
- Gut ablesbares LCD-Display
- Stromversorgung über Batterien oder USB-Datenkabel (optional)
- Maße: 41 × 40 × 41 mm
- Gewicht: 40 g

**Best.-Nr. 127342 € 449,00**



**NEU!**



**Zubehör**

Teststreifen	Anzahl	Best.-Nr.	€
Vitamin D	25 Stück	127343	396,00
TestNow COVID-19 NAb	25 Stück	127344	396,00

# www.co-med.de

## Der Service macht den Unterschied.

### Der Marktplatz für Medizin- & Praxisbedarf

Schneller geht's nicht. In nur 3 Minuten liegt das Testergebnis vor. Zeitsparend. Sicher. BfArM gelistet.

Als Laintest (#126241) oder in der professional Version verfügbar.

Per Grande Antigentest kaufen



Technischer Service und Einweisung nach MPG direkt vor Ort



#### Differenzierte Komfortsuche:

- Suche nach Produkt, Produktkategorie, Topseller, Marke oder Fachrichtung.
- Attributbasierte Suche
- Facettensuche
- Autosuggest-Funktion



#### Sortimenterweiterung:

- Stetig wachsendes Sortiment mit Verfügbarkeitsanzeige

Besuchen Sie auch unsere Markenshops:

COM-teX

BOSCH +SOHN

boso

HARTMANN

essity

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

ZVG

KERN

Auf unserem neuen Portal mit 20.000 Artikeln ermöglichen wir Ihnen einen komfortablen Praxiseinkauf.

#### Das bedeutet für Sie:

Noch einfacher und schneller bestellen bei gleichzeitiger Optimierung Ihres Bestellprozesses.

#### Unser Verständnis von persönlichem Service bleibt bestehen:

Ihr Co-med-Fachhändler wird Ihnen auch weiterhin mit Rat und Tat vor Ort zur Seite stehen, z. B. im Bereich

Technik inkl. MTK-STK-Prüfung, der Bereitstellung von Leih- und Demogeräten, im Hygienemanagement, bei der Planung und Einrichtung Ihrer Praxis und bei der Schulung Ihres Praxispersonals, um nur einige der vielen Serviceleistungen zu nennen.



#### Übersichtliche Shop-Navigation:

- Alle Sortimentskategorien komfortabel im Überblick. Dazu die „Topseller“, aktuelle „Aktionsangebote“ und „Neu im Sortiment“.



#### Aktuell informiert:

- Blog mit aktuellen Themen rund um die Praxis.



Nutzung auf allen Plattformen Smartphone, Tablet und PC



#### Eigener Kundenbereich:

- Alle relevanten Daten passwortgeschützt und übersichtlich abgelegt.



#### Kostenstellen- u. Budgetverwaltung:

- Genehmigungs- und Freigabeprozesse mit Budgetlimits, Rechten und Rollen.



#### Nutzerfreundliche Bestellvorlagen und -möglichkeiten:

- Sammelbestellungen
- Bestellvorlagen
- Anlegen von Terminbestellungen
- Schnellbestellung
- Merkzettel

FRÜHLINGSAKTION

# Kompetenz die überzeugt



## BRUNE MEDIZINTECHNIK

Otto-Schott-Strasse 21  
73431 Aalen

Tel.: +49 (0)7361 / 939 7-0

Fax: +49 (0)7361 / 939 717


E-Mail: [info@brune-medizintechnik.de](mailto:info@brune-medizintechnik.de)

Web: [www.brune-medizintechnik.de](http://www.brune-medizintechnik.de)



## Unser Leistungsspektrum für die ambulante Medizin

- Qualifizierte Beratung
- Arbeitsschutz
- Außendienstbetreuung
- Budgetübersichten
- Geräteeinweisung
- Lagermanagement
- Leasing
- Montageservice
- Schulungen
- Technischer Service



- Geräteprüfungen
- Hygienebegehungen
- Instrumentensichtung
- Leihgeräte
- Medizingeräte
- Praxisbedarf
- Praxiseinrichtung
- Röntgenbedarf
- + Entsorgung
- Sprechstundenbedarf

Unser Leistungsspektrum in der Übersicht

# Axonlab

connecting ideas

Mit Covid-19  
IgG/IgM/Ag  
Test



## Exdia TRF Analyser Plus

### Immunoassay Multimarker am Point of Care

- Tragbarer, leichter (nur 1,6 kg) und zuverlässiger Immunoassay Analyser
- 7" Farb-LCD-Touchscreen mit intuitivem User Interface
- Mehrere Tests parallel durchführbar
- Für EDTA oder Heparin Vollblut/Plasma geeignet
- Fortschrittliche bildgestützte Time-Resolved-Fluorescence Technologie
- Hohe Empfindlichkeit durch verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis
- Mit eingebautem Akku
- Maße: 210 × 182 × 275 mm

Best.-Nr. 126859

€ 1.495,00

Testkit	Anzahl	Best.-Nr.	€
Troponin I	10 Stück	126879	59,00
NT-proBNP	10 Stück	126880	89,00
D-Dimer	10 Stück	126881	59,00
iFOB	20 Stück	126882	45,00
PCT	20 Stück	126884	198,00
β-HCG	20 Stück	126885	50,00
Influenza A+B	20 Stück	126886	118,00
COVID-19 Ag	20 Stück	126889	114,00
COVID-19 IgG/IgM	20 Stück	126891	220,00

## microINR – Echtes POCT

### Patientennahes Gerinnungsmanagement

Im professionellen Bereich abrechenbar:

EBM Ziffer 32026: € 4.70

GRATIS  
dazu!  
25 Testchips  
Wert € 74,95



Klein,  
handlich  
und smart.  
Nur 3 µL  
Vollblut

### Lieferumfang:

Gerät, Tragetasche, Ladegerät, USB-Kabel, Anleitung für Datenextraktionssoftware


Best.-Nr. 125971

€ 599,00

microINR LINK mit Bluetooth

Best.-Nr. 126864

€ 649,00



Für mehr Informationen



€ 259,-  
~~€ 299,-~~

Best.-Nr. 114108

## mulimed – otosillo® professional Gehörgangspülgerät

- Mit Einmaldüsen – lt. EU-Empfehlung
- Automatische Rücklaufsperrung direkt hinter der Einmaldüse – zur Vermeidung der Kontamination des Gerätes mit Spülwasser aus dem Gehörgang
- Immer die richtige Spülwassertemperatur mit der otosillo® Temperatur-Test-Card
- Pulsierender Spülstrahl mittels Kolbenpumpe
- Spritzschutzplatte durchsichtig, aufsteckbar
- Robuster Wasserschlauch – im Gegenlicht durchsichtig zur Hygienekontrolle
- Abnehmbarer Wasserbehälter mit Deckel und Automatikventil zum Wassertransport
- 2 Jahre Garantie – praxisbewährt seit vielen Jahren

mulimed – otosillo® professional  
komplett mit 100 Stück Einmaldüsen



### Zubehör

#### Einmaldüsen

- Rein verpackt – nicht steril

Packing mit 100 Stück

Best.-Nr. 114109 € 33,90



FESMED®  
Verbandmittel GmbH  
Frankenberg/Sa.

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€	Multitupfer FES-TUPF
<b>unsteril</b>				• Dreieckige Hütchenform
Nr. 9 haselnussgroß	300 Stück	184331	17,98	• Optimale Saugfähigkeit durch spezielle FESMED-Faltung
Nr. 12 walnussgroß	500 Stück	183339	35,61	• Schnelles Absaugen aller Arten Wundflüssigkeit durch die Ecken
Nr. 15 pflaumengroß	500 Stück	183340	40,52	• Alternativer Einsatz als kleines Wundkissen
<b>steril</b>				• Eine Vielzahl anderer Größen und Abpackungen erhältlich
Nr. 12 walnussgroß	20 × 1 Stück	124383	10,03	
Nr. 12 walnussgroß	50 × 2 Stück	117849	33,21	
Nr. 15 pflaumengroß	20 × 1 Stück	118422	10,92	
Nr. 15 pflaumengroß	2 × 30 Stück	123256	12,29	

### Zellstofftupfer FES-ZELL

- 12-lagig, unsteril, hohe Saugleistung
- Weich und abriebfest
- Zur äußeren Wundversorgung und zur Hautreinigung vor Injektionen
- Auch geeignet für den Laborbereich
- Maße: 4 × 5 cm

Packing mit 100 Stück

Best.-Nr. 124387

€ 1,65



FRÜHLINGSAKTION



Abrechenbarer Sprechstundenbedarf.

Sie füllen das Rezept aus und wir rechnen direkt mit den Krankenkassen ab.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.



Abrechenbarer Sprechstundenbedarf. Sie füllen das Rezept aus und wir rechnen direkt mit den Krankenkassen ab.

# Wundervoll versorgt!

Smith+Nephew

## ALLEVYN™ Life



**Der anpassungsfähige Allrounder: vielseitiger und zuverlässiger Silikon-schaumverband mit Hafrand für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril**

- Geeignet für ebene und schwierige Körperstellen durch einzigartiges Kleeblattdesign
- Sanfte Haftung und schmerzarmen Verbandswechsel dank Silikon-Gel-Beschichtung
- Besonders sichere Haftung durch XL-Hafrand
- Mehrschichtiger Aufbau dämpft Druck- und Stoßeinwirkungen von außen ab, damit der Patient sich gut geschützt fühlt
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage
- Duschfest

Wundverband	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,3 × 10,3 cm	5,1 × 5,1 cm	10 Stück	115386	115,29
12,9 × 12,9 cm	7,6 × 7,6 cm	10 Stück	115387	140,09
15,4 × 15,4 cm	10,2 × 10,2 cm	10 Stück	115388	232,07
21,0 × 21,0 cm	15,4 × 15,4 cm	10 Stück	115389	352,98

## ALLEVYN™ Gentle

**Der Anschmiegsame**

- Hohe Absorptionsfähigkeit
- Mit Silikon-Wundkontaktschicht
- Weich und zuschneidbar
- Fixierung notwendig



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	5 Stück	159890	44,40
10,0 × 10,0 cm	5 Stück	159892	63,26
10,0 × 20,0 cm	5 Stück	159893	115,47
15,0 × 15,0 cm	5 Stück	159894	129,80
20,0 × 20,0 cm	5 Stück	159895	224,63

## ALLEVYN™ Gentle Border



**Sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril**

- Sanfter Halt und schmerzarmen Verbandswechsel dank Silikonbeschichtung
- Duschfest, weich und dehnbar
- Hält ohne Sekundärfixierung



Wundverband	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 × 7,5 cm	5,0 × 5,0 cm	5 Stück	159896	51,99
10,0 × 10,0 cm	7,5 × 7,5 cm	5 Stück	159897	60,51
12,5 × 12,5 cm	10,0 × 10,0 cm	5 Stück	159898	97,00
17,5 × 17,5 cm	15,0 × 15,0 cm	5 Stück	159899	161,84
10,0 × 20,0 cm	7,2 × 17,2 cm	5 Stück	112927	147,60
10,0 × 30,0 cm	6,5 × 26,5 cm	10 Stück	122570	344,04

## IODOSORB™ Dressing



- Antimikrobieller Wundverband mit 0,9 % elementarem Jod zur wirksamen Behandlung von Wunden mit Biofilm
- Antiseptische Langzeitwirkung von bis zu 72 Stunden, die das Potenzial für Zytotoxizität innerhalb der Wunde reduziert
- Wirksam gegen ein breites Spektrum wundpathogener Keime, z. B. MRSA oder Pseudomonas aeruginosa
- Hohe Absorptionskapazität (absorbiert bis zu 6 ml Wundexsudat pro g Cadexomer Jod)
- Kann bis zu 3 Tage auf der Wunde verbleiben

Inhalt	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 g	4,0 × 6,0 cm	5 Stück	127359	93,16
10 g	6,0 × 8,0 cm	3 Stück	127360	117,87
10 g	6,0 × 8,0 cm	5 Stück	127361	130,62
17 g	8,0 × 10,0 cm	2 Stück	127362	123,07

## ALLEVYN™ Ag Gentle Border



**Sanft haftender Silikon-Schaumverband mit Silber für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril**

- Kontinuierliche, effektive antimikrobielle Wirkung bis zu 7 Tage gegen ein breites Spektrum an Erregern
- Vollflächige Silikonbeschichtung für sanften Halt
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage



Wundverband	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 × 7,5 cm	5,0 × 5,0 cm	10 Stück	119690	142,85
10,0 × 10,0 cm	7,5 × 7,5 cm	10 Stück	119691	226,79
12,5 × 12,5 cm	10,0 × 10,0 cm	10 Stück	119692	292,89
17,5 × 17,5 cm	15,0 × 15,0 cm	10 Stück	119693	540,46

## CUTIPLAST™ PLUS STERIL

**Anschmiegsamer, aufnahmefähiger Vliesstoffverband zur Versorgung postoperativer Wunden – steril**

- Weich und anschmiegsam
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber
- Sicherer Halt auch an schwierigen Körperstellen
- Entwickelt, um das Verkleben mit der Wunde zu minimieren



Wundverband	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,0 × 5,0 cm	4,0 × 2,5 cm	5 Stück	153104	3,57
10,0 × 7,8 cm	5,3 × 4,5 cm	5 Stück	153105	8,60
15,0 × 7,8 cm	11,0 × 4,0 cm	5 Stück	127355	11,05
19,8 × 10,0 cm	15,5 × 5,3 cm	5 Stück	127356	14,40
24,8 × 10,0 cm	20,0 × 5,3 cm	5 Stück	127357	18,55



**Abrechenbarer Sprechstundenbedarf.** Sie füllen das Rezept aus und wir rechnen direkt mit den Krankenkassen ab.



## Beiersdorf



### Hansaplast® SOFT

- Besonders hautfreundlich
- Anschmiegsam, querelastisch und luftdurchlässig
- Zur schnellen Versorgung aller Arten kleinerer Wunden und Verletzungen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
<b>Standard</b>			
4,0 cm × 5 m	1 Rolle	123980	12,81
6,0 cm × 5 m	1 Rolle	123613	16,66
8,0 cm × 5 m	1 Rolle	123981	20,13
<b>Injektionspflaster</b>			
1,9 cm × 4 cm	100 Stück	123614	9,46



### Hansaplast® SENSITIVE

- Besonders hautfreundliches und hypoallergenes Material (dermatologisch bestätigt)
- Schmerzlos zu entfernen
- Für Diabetiker geeignet

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm × 5 m	1 Rolle	124000	12,73
6 cm × 5 m	1 Rolle	124001	15,21
8 cm × 5 m	1 Rolle	124002	18,88
<b>Injektionspflaster</b>			
1,9 cm × 4 cm	100 Stück	124003	9,38



### Hansaplast® ELASTIC

- Speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen
- Atmungsaktives und hautfreundliches Material

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm × 5 m	1 Rolle	124442	11,71
6 cm × 5 m	1 Rolle	124443	14,66
8 cm × 5 m	1 Rolle	124444	17,81



### Hansaplast® KIDS

- Für alle kleineren Wunden bzw. Verletzungen
- Zeigen Lieblingscharaktere der Kinder
- Farben für Kinder ungefährlich
- Nicht verklebende Wundauflage schützt und polstert die Wunde
- Sichere Klebkraft verhindert ein Verrutschen
- Schmerzfrei zu entfernen und hautfreundlich
- Größe: 1,9 × 7,2 cm

**Packung mit 100 Strips**

**Best.-Nr. 123615**

**€ 9,33**




# Injektionswagen – mobil und effizient

**HAEBERLE**

Mobile Arbeitsplätze

## doppio – puristisch und kraftvoll

- Hochwertig, schön geformte, weiße Ablageplatte 60 cm breit
- 1 Schublade mit schwebelichter Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus, 100 mm hoch
- 4 elegante Alu-Trägerprofile: 566 / 1206 mm
- 4 Rollen (Ø 100 mm), 2 feststellbar
- Maße: 965 × 563 × 1433 mm (B × T × H)
- Lieferung erfolgt montiert

**Best.-Nr. 125924**
**€ 1.250,00**


- Praxisbewährtes Injektionsset PicBox nach dem First-in-/First-out-Prinzip
- Tupferspender TAKEFIX
- Universalhalter „Snap“ für Spenderboxen
- Abwurfschüssel aus Edelstahl
- Medi-Müll-Set/1,5l mit 20 Boxen und Halterung
- Lieferung erfolgt montiert



## Variocar – hochwertig & elegant

- Hochwertig weiße Ablageplatte mit Massivkanten, 60 cm breit
- Stabiles, verchromtes Fahrgestell
- 1 Schublade mit schwebelichter Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus, 100 mm hoch
- Stabile Vierkantbügel mit patentiertem Rastersystem
- 4 Rollen (Ø 75 mm), 2 feststellbar
- Maße: 876 × 451 × 1408 mm (B × T × H)

**Best.-Nr. 127346**
**€ 995,00**

Zubehör	Best.-Nr.	€
<b>Für doppio und Variocar</b>		
Schubladeneinsatz	125926	50,00
Medi-Müll-Box (1,5 Liter)	160876	1,61
<b>Für doppio</b>		
Schiebegriff, 1 Stück	124955	54,00
Zusatzschublade (100 mm)	125925	175,99
<b>Für Variocar</b>		
Zusatzschublade (100 mm)	127347	108,00
Zusatzschublade (200 mm)	182514	256,00
Schubladenrückblende	127348	27,00

# Individuell. Maßgeschneidert. Ganzheitlich entwickelt. Praxikum- oder Praxisneubau. Wir sind Ihr leistungsstarker Partner.

## Innovative und individuelle Einrichtungslösungen



## Funktionale Praxisabläufe unter Berücksichtigung gesetzlicher Standards



## Einsatz von 3D-Raumplanung



## Produkte in realer Umgebung durch Argumented Reality


 Funktionale  
Praxiseinrichtung




# Gemacht für Großes: Der große Klein-Autoklav!

## Vacuclave® 550

- **Herausragende Kapazität:** XL-Kammerkonzept für bis zu 25 kg auf 16 Tabletts oder 10 MELAstore Boxen
- **Beeindruckende Geschwindigkeit:** Rekordbetriebszeiten durch patentierte Doppelkammer-Technologie in nur 12 min. (ohne Trocknung)
- **Patentierte Wärmerückgewinnung:** Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeabgabe in den Aufbereitungsraum, da mit der patentierten Recovery Technologie die Hitze des verbrauchten Dampfes zur Erzeugung neuen Dampfes eingesetzt wird
- **100 % Zuverlässigkeit, 0 % Kühlwasser:** Coolify verbindet eine hocheffiziente Luftkühlung mit einer smarten Temperaturüberwachung
- **Intelligente Trocknung:** DRYtelligence für optimale Trocknungsergebnisse und eine gleichzeitige Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 %
- **Kompromissloser Komfort:** Intuitive Bedienung wie bei Ihrem Smartphone durch das extragroße Smart-Touch Display
- **Lückenlose Dokumentation:** Dokumentation und Freigabe mit ProControl direkt am Gerät ohne extra Software
- **Top-Energieeffizienz:** Power Safe versetzt Heizung und Display zwischen den Sterilisationszyklen in einen Energiesparmodus
- Maße: 63,6 x 59,0 x 71,5 cm (B x H x T)
- Kesselgröße: 38 x 45 cm (Ø x L)
- Kesselvolumen: 53 Liter

Best.-Nr. 127391

€ 16.860,00



**Jetzt  
AB € 309,78  
mieten!\***  
(Laufzeit 60 Monate)

### Verschiedene Ausstattungsvarianten möglich:

- Halterung Basic für bis zu 16 Tabletts
- Beladungsauszug für bis zu 10 MELAstore® Boxen
- Beladungsauszug mit Halterung Comfort für bis zu 16 Tabletts



**!** \*Mietangebote vorbehaltlich einer Bonitätsprüfung.  
Ein Angebot der Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG.

## Thermodesinfektor

Für die Reinigung Ihrer Instrumente setzen Sie nach wie vor auf den bewährten **MELAtherm® 10 Evolution** mit verschiedenen Ausstattungspaketen für z. B. Gynäkologie, HNO, Chirurgie, Urologie oder Dermatologie

**Paketpreise auf Anfrage**



Alle abgebildeten Geräte in vielen Ausstattungsvarianten erhältlich. Lassen Sie sich beraten.



**Bestellungen bitte nur per Fax: 0 73 61 / 93 97 17**

Ich (Wir) bestellen unter ausschließlicher Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Verkäufers. Die AGB werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Die Aktion ist bis zum 30.06.2022 gültig.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung (Farbe)	Menge	Einzelpreis / €

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

### Rechnungsanschrift

Firma/Praxis \_\_\_\_\_  
 Name, Vorname \_\_\_\_\_  
 Straße, Nr. \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

**BRUNE MEDIZINTECHNIK** · Otto-Schott-Straße 21 · 73431 Aalen

#### Bestellhinweise:

1. Alle Möbel werden, sofern nicht anders angegeben, kartonverpackt ohne Montage geliefert. Bei **Aufstellung, Montage und Installationen** vor Ort fallen zusätzliche Kosten an. Fordern Sie ein individuelles Angebot an.
2. Ein Kaufvertrag kommt mit dem ortsnahen Co-med Fachhändler zustande, der die Bestellung bearbeitet. Bei Großgeräten und Praxismöbeln kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
3. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter **Tel. 07361 / 93 97 - 0** zur Verfügung.
4. Das Angebot gilt nur so lange der Vorrat reicht.
5. Bei Bestellungen unter € 90,00 netto werden Ihnen € 6,90 Versandkostenpauschale berechnet.
6. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
7. Kein Verkauf an Privatpersonen.

Die verwendeten Bilder stammen teilweise aus Bilddatenbanken (sofern es sich nicht um Produktabbildungen handelt).

Wenn nicht gesondert vermerkt, stammen die verwendeten Fotos von fotolia.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.

